

REDLIGHT

SVĚTELNÁ TERAPIE PRO POHYBOVÝ APARÁT

- 4 SVĚTELNÉ REŽIMY
- 3 STUPNĚ VIBRACÍ
- 3 INTENZITY SVITU



BEZDRÁTOVÉ



UNIVERZÁLNÍ
VELIKOST



BATERIE
5 000mAh



46 LED DIOD

UPOZORNĚNÍ

Tento přístroj neslouží pro diagnostiku, léčbu nebo prevenci nemocí. Společnost neposkytuje žádné výslovné ani předpokládané záruky týkající se terapeutické účinnosti v souvislosti s fyzickým zdravím, dermatologickými systémy, duševním zdravím nebo jinými lékařskými oblastmi. Aplikace tohoto produktu pro léčebné účely musí probíhat pod přísným dohledem kvalifikovaných zdravotnických pracovníků a v souladu s jejich předepsanými pokyny. Uživatelům se doporučuje plně porozumět zamýšlenému rozsahu použití produktu. Veškerou právní odpovědnost vyplývající z nesprávného provozu, souvisejících zdravotních rizik nebo následných nároků nese výhradně odpovědná strana.

OBSAH

OBSAH • SPIS TREČI TARTALOMJEGYZÉK • CONTENTS

CZ	1. Uživatelská příručka.....	4	8. O nabíjení	7
	2. Popis produktu	4	9. Upozornění II.....	7
	3. Upozornění I.....	4	10. Varování.....	8
	4. Parametry produktu.....	4	11. Čištění a údržba.....	8
	5. Postup použití.....	5	12. Záruka a poprodejní servis.....	8
	6. Ovladač.....	6	13. Bezpečnostní pokyny.....	9
	7. Poznámky.....	6	14. Shoda s předpisy EU	10
SK	1. Používateľská príručka	13	8. O nabíjaní	15
	2. Popis produktu	13	9. Upozornenie II.....	16
	3. Upozornenie I.....	13	10. Varovania	17
	4. Parametre produktu.....	13	11. Čistenie a údržba.....	17
	5. Postup použitia	14	12. Záruka a popredajný servis.....	17
	6. Ovládač.....	15	13. Bezpečnostné pokyny	18
	7. Poznámky.....	15	14. Zhoda s predpismi EÚ	19
PL	1. Instrukcja użytkownika.....	22	8. Informacje o ładowaniu.....	24
	2. Opis produktu	22	9. Ostrzeżenie II.....	25
	3. Ostrzeżenie I.....	22	10. Ostrzeżenia	26
	4. Parametry produktu.....	22	11. Czyszczenie i konserwacja	26
	5. Instrukcja użytkowania.....	23	12. Gwarancja i serwis posprzedażowy...26	
	6. Sterownik	24	13. Instrukcje bezpieczeństwa	27
	7. Uwagi	24	14. Zgodność z przepisami UE.....	28
HU	1. Felhasználói kézikönyv.....	31	8. A töltésről.....	33
	2. Termékleírás	31	9. Figyelmeztetés II	34
	3. Figyelmeztetés I.....	31	10. Figyelmeztetések	35
	4. A termék paraméterei	31	11. Tisztítás és karbantartás	35
	5. Használati útmutató.....	32	12. Garancia és értékesítés utáni szerviz35	
	6. Vezérlő	33	13. Biztonsági előírások	36
	7. Megjegyzések	33	14. EU-megfelelőség.....	37
EN	1. User manual	40	8. About charging.....	42
	2. Product description	40	9. Warning II.....	43
	3. Warning I.....	40	10. Warnings.....	44
	4. Product parameters	40	11. Cleaning and maintenance.....	44
	5. Instructions for use.....	41	12. Warranty and after-sales service	44
	6. Controller	42	13. Safety instructions.....	45
	7. Notes	42	14. EU compliance.....	46

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BLUETOUCH – SVĚTELNÁ TERAPIE PRO POHYBOVÝ APARÁT

Před použitím si prosím pečlivě přečtete tuto příručku.

Po přečtení si ji uschovejte pro budoucí použití.

POPIS PRODUKTU

Vítejte a děkujeme, že jste si vybrali naši **multifunkční masážní podložku s červeným světlem a vyhříváním**. Jedná se o inovativní produkt, který kombinuje pokročilou technologii červeného světla s pohodlným masážním zážitkem. Je navržena tak, aby přinášela fyzickou i psychickou relaxaci a úlevu prostřednictvím hluboko pronikajícího červeného světla a přesné, komfortní masáže. Multifunkční vyhřívaná masážní podložka s červeným světlem je vhodná pro různé situace – doma, v kanceláři i na cestách – a nabízí pohodlný masážní zážitek. Je ideální volbou pro zmírnění únavy a uvolnění těla i mysli.

UPOZORNĚNÍ:

Tento výrobek je domácí spotřebič a nenahrazuje lékařské přístroje ani léčbu. Pokud se během používání objeví jakékoli nepohodlí nebo neobvyklé reakce, okamžitě přestaňte výrobek používat a poradte se s odborníkem.

PARAMETRY PRODUKTU

- Materiál: Neopren
- Pracovní napětí: 5 V
- Model baterie: 955565
- Kapacita baterie: 5000 mAh
- Nabíjecí proud: 1850 mA
- Doba nabíjení: 3,5 hodiny

POSTUP POUŽITÍ

01: Před použitím zkontrolujte neporušenost výrobku, abyste se ujistili, že není poškozený nebo prasklý. Zvolte klidné a pohodlné prostředí, abyste se mohli plně uvolnit a užít si masáž.

02: Nasadte výrobek a prodlužovací popruh na oblast, kde má být použit, a upravte polohu tak, aby pevně přiléhal k masírované oblasti.

03: Dlouze stiskněte tlačítko napájení na ovladači pro zapnutí zařízení. Pokud jej nelze normálně zapnout, může to být způsobeno nedostatečným nabitím baterie. Nabijte zařízení a zkuste to znovu.

04: Stiskněte tlačítko vibrací pro zapnutí masážní funkce. Na displeji se zobrazí „1“, což znamená, že aktuální úroveň vibrací je 1. Opakovaným stisknutím tlačítka vibrací přepínáte úroveň 1–2–3–0. Displej zobrazí „0“ a masážní funkce se vypne. *Při prvním použití se doporučuje začít s nižší úrovní a postupně intenzitu zvyšovat.*

05: Stiskněte tlačítko červeného světla pro zapnutí režimu červeného světla, na displeji se zobrazí „660“. Opakovaným stisknutím přepínáte režimy: 660–850–F10–ALL–OFF. Displej zobrazí „OFF“ a režim červeného světla je vypnut. *Doporučuje se používat maximálně 30 minut najednou, aby se předešlo nepohodlí z nadměrného používání.* 660 – pouze vlnová délka 660 nm, 850 – pouze vlnová délka 850 nm, F10 – střídání vlnových délek 660 a 850, ALL – obě vlnové délky najednou, OFF – vypnuto.

06: Po zapnutí režimu červeného světla stiskněte tlačítko jasu pro nastavení jasu světla. Opakovaným stisknutím se jas přepíná: L1–L2–L3. *Pokud jste nenastavili režim červeného světla, tento krok přeskočte. Pokud tlačítko jasu nereaguje, zkontrolujte, zda je režim červeného světla zapnutý.*

07: Stiskněte tlačítko časovače pro zapnutí funkce časování. Výchozí čas je 15 minut. Opakovaným stisknutím přepínáte čas: 30–45–15 minut. Pokud čas nenastavíte, zařízení se automaticky nastaví na 15 minut.


08: Po dokončení nastavení krátce stiskněte tlačítko napájení pro aktivaci zámku tlačítek. Rozsvítí se kontrolka zámku, displej zobrazuje aktuální výkon a tlačítka jsou uzamčena. Pro odemknutí znovu stiskněte tlačítko napájení.

09: Během používání dlouze stiskněte tlačítko napájení, dokud se na displeji nezobrazí „OFF“, a zařízení se vypne. Nebo vyčkejte na konec nastaveného času – zařízení se automaticky vypne.

10: Po použití uložte výrobek a příslušenství na suché a větrané místo mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.

Poznámka: Pokud během používání pocítíte nepohodlí nebo zaznamenáte jakékoli abnormality, okamžitě přestaňte výrobek používat.

OVLAĐAČ



POZNÁMKA

Čísla zobrazená na displeji ovladače označují vlnovou délku červeného světla (nm), výkon a průběh nabíjení (%) a čas (min).

1. Při nastavení režimu červeného světla symbol „nm“ označuje vlnovou délku červeného světla.
2. Při nastavení stupně vibrací číslo označuje intenzitu masáže.
3. Při použití funkce časovače symbol „m“ označuje nastavený čas.
4. Pokud je výrobek v provozu (nenabíjí se), číslo + % označuje aktuální výkon.
5. Při nabíjení výrobku číslo + % označuje průběh nabíjení.
6. Tlačítko jasu slouží k nastavení intenzity svitu. Jsou k dispozici 3 intenzity L1 / L2 / L3. Doporučujeme začít s nejnižší intenzitou a postupně zvyšovat ale pocit a reakce těla.

O NABÍJENÍ

1. Když je zařízení zapnuto, krátce stiskněte tlačítko napájení a oblast displeje zobrazí aktuální stav baterie.
2. Když obrazovka ukazuje, že je energie nižší než 20 %, nabijte zařízení včas.
3. Před nabíjením se ujistěte, že je zařízení vypnuté.
4. Vyměňte dodaný nabíjecí kabel, připojte jej ke kontroléru a nabíjecímu adaptéru. Displej kontroléru se rozsvítí, což znamená, že zařízení se začalo nabíjet, a čísla představují aktuální výkon. Během nabíjení se číslo bude pomalu zvyšovat.
5. Displej kontroléru zobrazuje „100 %“, což znamená, že zařízení je plně nabitě.

Poznámka: Při nabíjení používejte prosím náš originální nabíjecí kabel, jinak může dojít k problémům s nenabíjením nebo neúplným nabitím. Během nabíjení kontrolér nepoužívejte, jinak může dojít k jeho poškození.

UPOZORNĚNÍ

- Tento produkt je domácí spotřebič a nemůže nahradit lékařské vybavení ani léky.
 - Pokud se nepoužívá, vypněte produkt a uložte jej na bezpečné místo.
 - Nesprávné použití může vést k bezpečnostním nehodám nebo poškození majetku.
1. Před použitím se ujistěte, že je produkt zcela suchý.
 2. Tento produkt není vodotěsný a nelze jej používat ve vlhkém prostředí.
 3. Doporučuje se, aby byl produkt při použití v kontaktu s pokožkou na nulovou vzdálenost. Nošení oblečení může ovlivnit účinek použití.
 4. Během provozu se prosím nedívejte přímo na diody.
 5. Doporučená optimální doba jednorázového působení červeného světla je 15–30 minut.
 6. Pokud se během používání necítíte dobře, okamžitě přestaňte zařízení používat.
 7. Během používání se vyhněte nadměrnému ohýbání nebo tahání produktu, aby nedošlo k poškození vnitřního obvodu.
 8. Produkt nerozebírejte ani neupravujte, aby nedošlo k umělému poškození.
 9. Pokud dojde k poruše produktu nebo abnormální situaci, kontaktujte včas zákaznický servis.
 10. Nevystavujte produkt slunečnímu záření ani ohni, aby nedošlo k poškození tepelného vodiče izolátoru.

VAROVÁNÍ

PŘED POUŽITÍM SE PORADTE S LÉKAŘEM:

- Těhotné a kojící ženy
- Lidé s akutními onemocněními nebo zánětlivými chorobami
- Pacienti se srdečními chorobami a osoby s kardiostimulátorem
- Pacienti zotavující se po operaci
- Lidé alergičtí na červené světlo nebo masáž
- Lidé se sklonem ke krvácení nebo lidé, kteří krvácejí
- Lidé se zhoubnými nádory
- Lidé se závažnými neurologickými poruchami
- Osoby nezpůsobilé k právním úkonům


PŘED POUŽITÍM se doporučuje posoudit použití na základě vašeho osobního zdravotního stavu a doporučení lékaře. Pokud máte jakékoli otázky nebo se cítíte nepříjemně, okamžitě přestaňte zařízení používat a poraďte se s odborným lékařem.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Před čištěním se ujistěte, že je napájení zcela odpojeno.
2. Při čištění otřete produkt vlhkým hadříkem, ale dávejte pozor, abyste nenamočili rozhraní Type-C.
3. Nepoužívejte silné čisticí prostředky ani tvrdé kartáče.
4. Nechte volně uschnout.
5. Tento produkt nepodporuje praní v pračce ani ruční praní.
6. Nečistěte chemicky.



Neleze prát
v pračce



Nekroutit



Nesušit
v sušičce



Nežehlit

ZÁRUKA A POPRODEJNÍ SERVIS

Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Vaše spokojenost a podpora jsou naší největší motivací. V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte přímo kontaktovat. Pokud narazíte na jakýkoli problém s naším produktem, poskytneme vám rychlý servis. **Děkujeme!**

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Bezpečnostní pokyny

Zařízení používejte pouze k účelům uvedeným v návodu. Nepoužívejte, pokud je zařízení viditelně poškozené, přehřáté nebo vydává neobvyklý zápach. Zařízení nesmí používat osoby se sníženou schopností vnímání tepla bez dozoru. Nepoužívat na otevřené rány, spálenou kůži, čerstvé jizvy, infekce nebo zanícená místa. Nepoužívejte, pokud máte implantované elektronické zařízení (např. kardiostimulátor), pokud lékař nestanoví jinak. Uchovávejte mimo dosah dětí, pokud není uvedeno jinak. Nepoužívat během spánku. Zařízení nevystavujte vodě ani vysoké vlhkosti. Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých materiálů.

Kontraindikace a upozornění

Nevhodné pro osoby s fotosenzitivními onemocněními. Nevhodné při epilepsii citlivé na světelné podněty. Nevhodné při těhotenství (pokud není schváleno lékařem). Pokud se objeví podráždění, zarudnutí nebo bolest, okamžitě přerušete používání.

Údržba a čištění

Po použití nechte zařízení vychladnout. Čistěte pouze měkkým suchým nebo lehce navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani agresivní čisticí prostředky. Zařízení neponořujte do vody.

Skladování

Uchovávejte na suchém místě, mimo přímé sluneční světlo. Teplotní rozsah skladování: -10 °C až +45 °C. Chraňte před prachem a vlhkostí.

Likvidace zařízení

Nevyhazujte mezi běžný komunální odpad. Odevzdejte do specializovaného sběrného místa.

Výrobce

BlueTouch, s.r.o.
Zelený pruh 1974/109,
140 00 Praha, Česko/Czechia
IČO 09437223, DIČ CZ09437223
info@bluetouch.cz



SHODA S PŘEDPISY EU

Tento výrobek byl navržen a vyroben v souladu s platnými právními předpisy Evropské unie vztahujícími se na spotřební elektroniku.

Výrobek splňuje požadavky následujících směrnic a nařízení EU:

- Směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě (EMC),
- Směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS),
- ČSN EN IEC 55014-1

Na základě splnění výše uvedených požadavků je výrobek označen značkou CE.

EU prohlášení o shodě je k dispozici u dovozce a lze jej poskytnout na vyžádání příslušným dozorovým orgánům nebo zákazníkům.

Tento výrobek je určen výhradně pro **wellness a relaxační použití**.

Není zdravotnickým prostředkem ve smyslu nařízení (EU) 2017/745 a není určen k diagnostice, léčbě ani prevenci onemocnění.

REDLIGHT

SVETELNÁ TERAPIA PRE POHYBOVÝ APARÁT

- 4 SVETELNÉ REŽIMY
- 3 STUPNE VIBRÁCIÍ
- 3 INTENZITY SVITU



BEZDRÔTOVÉ

UNIVERZÁLNA VEĽKOSŤ

BATÉRIA 5 000 mAh

46 LED DIÓD

 **BLUETOUCH.**

UPOZORNENIE

Toto zariadenie neslúži na diagnostiku, liečbu ani prevenciu ochorení. Spoločnosť neposkytuje žiadne výslovné ani predpokladané záruky týkajúce sa terapeutickej účinnosti v oblasti fyzického zdravia, dermatologických problémov, duševného zdravia alebo iných medicínskych oblastí. Používanie tohto produktu na terapeutické účely musí prebiehať pod dohľadom kvalifikovaného zdravotníckeho pracovníka a podľa jeho pokynov. Používateľom sa odporúča dôkladne porozumieť určeniu produktu. Za akúkoľvek právnu zodpovednosť vyplývajúcu z nesprávneho použitia, zdravotných rizík alebo následných nárokov nesie plnú zodpovednosť používateľ.

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

BLUETOUCH – Svetelná terapia pre pohybový aparát

Pred použitím si, prosím, pozorne prečítajte túto príručku.

Po prečítaní si príručku uschovajte pre budúce použitie.

POPIS PRODUKTU

Vitajte a ďakujeme, že ste si vybrali našu **multifunkčnú masážnu podložku s červeným svetlom a vyhrievaním**. Ide o inovatívny produkt, ktorý kombinuje pokročilú technológiu červeného svetla s pohodlným masážnym zážitkom. Je navrhnutý tak, aby prinášal fyzickú aj psychickú relaxáciu a úľavu prostredníctvom hlboko prenikajúceho červeného svetla a presnej, komfortnej masáže. Masážna podložka je vhodná na použitie doma, v kancelárii aj počas cestovania a poskytuje pohodlný masážny zážitok. Je ideálnou voľbou na zmiernenie únavy a uvoľnenie tela aj mysle.

UPOZORNENIE

Tento výrobok je domáci spotrebič a nenahrádza lekárske zariadenia ani liečbu. Ak sa počas používania objaví akékoľvek nepohodlie alebo abnormalita, okamžite prestaňte výrobok používať a poraďte sa s odborníkom.

PARAMETRE PRODUKTU

- Materiál: Neoprén
- Pracovné napätie: 5 V
- Model batérie: 955565
- Kapacita batérie: 5000 mAh
- Nabíjací prúd: 1850 mA
- Čas nabíjania: 3,5 hodiny

POSTUP POUŽITIA

01: Pred použitím skontrolujte, či výrobok nie je poškodený alebo prasknutý. Zvoľte tiché a pohodlné prostredie, aby ste sa mohli úplne uvoľniť a vychutnať si masáž.

02: Nasadte výrobok a predlžovací popruh na určenú časť tela a upravte polohu tak, aby pevne priliehal k masírovanej oblasti.

03: Dlhو stlačte tlačidlo napájania na ovládači na zapnutie zariadenia. Ak sa zariadenie nezapne, batéria môže byť vybitá. Nabite zariadenie a skúste to znova.

04: Stlačením tlačidla vibrácií zapnete masážnu funkciu. Na displeji sa zobrazí „1“. Opakovaným stláčaním prepínate úrovne 1-2-3-0. Zobrazenie „0“ znamená vypnutie masáže. *Pri prvom použití sa odporúča začať s nižšou intenzitou.*

05: Stlačte tlačidlo červeného svetla. Režimy: 660-850-F10-ALL-OFF. „OFF“ znamená vypnutie svetla. *Odporúča sa maximálne 30 minút na jeden cyklus.* 660 – iba vlnová dĺžka 660 nm, 850 – iba vlnová dĺžka 850 nm, F10 – striedanie vlnových dĺžok 660 a 850, ALL – obe vlnové dĺžky súčasne, OFF – vypnuté.

06: Po zapnutí červeného svetla nastavte jas pomocou tlačidla jasu (L1-L2-L3).

07: Časovač: 15 / 30 / 45 minút. Ak nenastavíte čas, automaticky sa vypne po 15 minútach.


08: Krátkym stlačením tlačidla napájania uzamknete tlačidlá.

09: Dlhým stlačením tlačidla napájania zariadenie vypnete.

10: Po použití skladujte výrobok na suchom a vetranom mieste.

Poznámka: Pri nepohodlí okamžite prestaňte používať výrobok.

OVLÁDAČ



POZNÁMKA

Čísla zobrazené na displeji ovládača označujú vlnovú dĺžku červeného svetla (nm), výkon a priebeh nabíjania (%) a čas (min).

1. Pri nastavení režimu červeného svetla symbol „nm“ označuje vlnovú dĺžku červeného svetla.
2. Pri nastavení úrovne vibrácií číslo označuje intenzitu masáže.
3. Pri použití funkcie časovača symbol „m“ označuje nastavený čas.
4. Ak je výrobok v prevádzke (nenabíja sa), číslo + % označuje aktuálny výkon.
5. Počas nabíjania výrobku číslo + % označuje priebeh nabíjania.
6. Tlačidlo jasu slúži na nastavenie intenzity svitu. K dispozícii sú 3 intenzity L1/L2/L3. Odporúčame začať s najnižšou intenzitou a postupne ju zvyšovať podľa pocitu a reakcií tela.

O NABÍJANÍ

1. Keď je zariadenie zapnuté, krátko stlačte tlačidlo napájania a oblasť displeja zobrazí aktuálny stav batérie.

2. Keď obrazovka ukazuje, že energia je nižšia ako 20 %, nabite zariadenie včas.
3. Pred nabíjaním sa uistite, že je zariadenie vypnuté.
4. Vyberte dodaný nabíjaci kábel, pripojte ho ku kontroléru a nabíjacímu adaptéru. Displej kontroléra sa rozsvieti, čo znamená, že zariadenie sa začalo nabíjať, a čísla predstavujú aktuálny výkon. Počas nabíjania sa číslo bude pomaly zvyšovať.
5. Displej kontroléra zobrazuje „100 %“, čo znamená, že zariadenie je plne nabité.

Poznámka: Pri nabíjaní používajte náš originálny nabíjaci kábel, inak môže dôjsť k problémom s nenabíjaním alebo neúplným nabitím. Počas nabíjania kontrolér nepoužívajte, inak môže dôjsť k jeho poškodeniu.

UPOZORNENIE

- Tento produkt je domáci spotrebič a nemôže nahradiť lekárske vybavenie ani lieky.
 - Ak sa nepoužíva, vypnite produkt a uložte ho na bezpečné miesto.
 - Nesprávne použitie môže viesť k bezpečnostným nehodám alebo poškodeniu majetku.
1. Pred použitím sa uistite, že je produkt úplne suchý.
 2. Tento produkt nie je vodotesný a nemožno ho používať vo vlhkom prostredí.
 3. Odporúča sa, aby bol produkt pri používaní v kontakte s pokožkou na nulovú vzdialenosť. Nosenie oblečenia môže ovplyvniť účinok používania.
 4. Počas prevádzky sa prosím nepozerajte priamo na koráliky.
 5. Odporúčaná optimálna jednorazová doba pôsobenia červeného svetla je 15–30 minút.
 6. Ak sa počas používania necítite dobre, okamžite prestaňte zariadenie používať.
 7. Počas používania sa vyhnite nadmernému ohýbaniu alebo ťahaníu produktu, aby nedošlo k poškodeniu vnútorného obvodu.
 8. Produkt nerozoberajte ani neupravujte, aby nedošlo k umelému poškodeniu.
 9. Ak dôjde k poruche produktu alebo abnormálnej situácii, včas kontaktujte zákaznícky servis.
 10. Nevystavujte produkt slnečnému žiareniu ani ohňu, aby nedošlo k poškodeniu tepelného vodiča izolátora.

VAROVANIE

PRED POUŽITÍM SA PORAÐTE S LEKÁROM:

- Tehotné a dojčiacie ženy
- Ľudia s akútnymi ochoreniami alebo zápalovými chorobami
- Pacienti so srdcovými chorobami a osoby s kardiostimulátorom
- Pacienti zotavujúci sa po operácii
- Ľudia alergickí na červené svetlo alebo masáž
- Ľudia so sklonom ku krvácaniu alebo ľudia, ktorí krvácajú
- Ľudia so zhubnými nádormi
- Ľudia so závažnými neurologickými poruchami
- Osoby nespôsobilé na právne úkony

Pred použitím sa odporúča posúdiť použitie na základe vášho osobného zdravotného stavu a odporúčania lekára. Ak máte akékoľvek otázky alebo sa cítite neprijemne, okamžite prestaňte zariadenie používať a poraďte sa s odborným lekárom.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

1. Pred čistením sa uistite, že je napájanie úplne odpojené.
2. Pri čistení utrite produkt vlhkou handričkou, dávajte však pozor, aby ste nenamočili rozhranie Type-C.
3. Nepoužívajte silné čistiace prostriedky ani tvrdé kefy.
4. Nechajte voľne vyschnúť.
5. Tento produkt nepodporuje pranie v práčke ani ručné pranie.
6. Nečistite chemicky.



ZÁRUKA A POPREDAJNÝ SERVIS

Ďakujeme za zakúpenie nášho produktu. Vaša spokojnosť a podpora sú našou najväčšou motiváciou. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás priamo kontaktovať. Ak sa vyskytne akýkoľvek problém s našim produktom, poskytneme vám rýchly servis. **Ďakujeme!**

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Bezpečnostné pokyny

Zariadenie používajte len na účely uvedené v návode. Nepoužívajte ho, ak je viditeľne poškodené, prehriate alebo vydáva nezvyčajný zápach. Osoby so zníženou citlivosťou na teplo môžu zariadenie používať len pod dohľadom. Nepoužívať na otvorené rany, popálenú pokožku, čerstvé jazvy, infekcie alebo zapálené miesta. Nepoužívajte, ak máte implantované elektronické zariadenie (napr. kardiostimulátor), pokiaľ to neschválil lekár. Uchováajte mimo dosahu detí, ak nie je uvedené inak. Nepoužívať počas spánku. Nevystavujte zariadenie vode ani vysokej vlhkosti. Nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov.

Kontraindikácie a upozornenia

Nevhodné pre osoby s fotosenzitívnymi ochoreniami. Nevhodné pri epilepsii citlivej na svetelné podnety. Nevhodné počas tehotenstva (ak to neschválil lekár). Pri podráždení, začervenaní alebo bolesti okamžite prerušte používanie.

Údržba a čistenie

Po použití nechajte zariadenie vychladnúť. Čistite iba mäkkou suchou alebo jemne navlhčenou handričkou. Nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlá ani agresívne čistiace prostriedky. Neponárajte zariadenie do vody.

Skladovanie

Uchovávať na suchom mieste, mimo priameho slnečného svetla. Teplotný rozsah skladovania: -10 °C až +45 °C. Chráňte pred prachom a vlhkosťou.

Likvidácia zariadenia

Nevhadzujte do komunálneho odpadu. Odovzdajte na špecializované zberné miesto.

Výrobca

BlueTouch, s.r.o.

Zelený pruh 1974/109,

140 00 Praha, Česko/Czechia

IČO 09437223, DIČ CZ09437223

info@bluetouch.cz



ZHODA S PREDPISMI EÚ

Tento výrobok bol navrhnutý a vyrobený v súlade s platnými právnymi predpismi Európskej únie vzťahujúcimi sa na spotrebnú elektroniku.

Výrobok spĺňa požiadavky nasledujúcich smerníc a nariadení EÚ:

- Smernica 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite (EMC),
- Smernica 2011/65/EÚ o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS),
- ČSN EN IEC 55014-1.

Na základe splnenia vyššie uvedených požiadaviek je výrobok označený značkou CE.

EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii u dovozcu a môže byť poskytnuté na požiadanie príslušným dozorným orgánom alebo zákazníkom.

Tento výrobok je určený výlučne na wellness a relaxačné použitie.

Nie je zdravotníckou pomôckou v zmysle nariadenia (EÚ) 2017/745 a nie je určený na diagnostiku, liečbu ani prevenciu ochorení.

REDLIGHT

TERAPIA ŚWIATŁEM DLA UKŁADU RUCHU

- 4 TRYBY ŚWIETLNE
- 3 STOPNIE WIBRACJI
- 3 POZIOMY INTENSYWNOŚCI ŚWIATŁA



BEZPRZEWODOWE



**UNIWERSALNY
ROZMIAR**



**BATERIA
5 000 mAh**



46 DIOD LED

OSTRZEŻENIE

Urządzenie nie służy do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania chorobom. Producent nie udziela żadnych gwarancji dotyczących działania terapeutycznego w zakresie zdrowia fizycznego, dermatologii, zdrowia psychicznego ani innych dziedzin medycznych. Stosowanie produktu do celów leczniczych powinno odbywać się wyłącznie pod nadzorem wykwalifikowanego personelu medycznego. Użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z przeznaczeniem produktu. Za wszelką odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego użycia, zagrożeń zdrowotnych lub późniejszych roszczeń odpowiada wyłącznie użytkownik.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

BLUETOOTH – Terapia światłem dla układu ruchu

Przed użyciem prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
Po przeczytaniu zachowaj instrukcję do przyszłego użytku.

OPIS PRODUKTU

Witamy i dziękujemy za wybór naszej **wielofunkcyjnej podgrzewanej podkładki masującej z czerwonym światłem**. Jest to innowacyjny produkt łączący zaawansowaną technologię czerwonego światła z komfortowym masażem. Produkt został zaprojektowany w celu zapewnienia fizycznego i psychicznego relaksu oraz ulgi dzięki głęboko penetrującemu czerwonymu światłu i precyzyjnemu masażowi. Podkładka nadaje się do stosowania w domu, biurze oraz w podróży, zapewniając wygodne doświadczenie masażu. Jest idealnym wyborem do redukcji zmęczenia oraz relaksu ciała i umysłu.

OSTRZEŻENIE

Produkt jest urządzeniem domowym i nie zastępuje sprzętu medycznego ani leczenia. W przypadku wystąpienia dyskomfortu lub nieprawidłowości podczas użytkowania należy natychmiast przerwać korzystanie z produktu i skonsultować się ze specjalistą.

PARAMETRY PRODUKTU

- Materiał: Neopren
- Napięcie robocze: 5 V
- Model baterii: 955565
- Pojemność baterii: 5000 mAh
- Prąd ładowania: 1850 mA
- Czas ładowania: 3,5 godziny

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

01: Przed użyciem sprawdź integralność produktu, aby upewnić się, że nie ma pęknięć ani widocznych uszkodzeń. Wybierz ciche i komfortowe otoczenie, aby móc się w pełni zrelaksować i cieszyć masażem.

02: Załóż produkt oraz pasek przedłużający na wybrany obszar ciała i wyreguluj jego pozycję tak, aby ściśle przylegał do masowanego miejsca.

03: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na sterowniku, aby włączyć urządzenie. Jeśli urządzenie nie włącza się, przyczyną może być niski poziom baterii. Naładuj urządzenie i spróbuj ponownie.

04: Dotknij przycisku wibracji, aby włączyć funkcję masażu. Na wyświetlaczu pojawi się „1”, co oznacza poziom wibracji 1. Naciskaj przycisk wielokrotnie, aby przełączać poziomy wibracji: 1-2-3-0. Wyświetlenie „0” oznacza wyłączenie funkcji masażu. *Przy pierwszym użyciu zaleca się rozpoczęcie od niższego poziomu i stopniowe zwiększanie intensywności.*

05: Dotknij przycisku światła czerwonego, aby włączyć tryb światła czerwonego. Na wyświetlaczu pojawi się „660”. Kolejne naciśnięcia przełączają tryby: 660-850-F10-ALL-OFF. Wyświetlenie „OFF” oznacza wyłączenie trybu światła czerwonego. *Zaleca się nie używać dłużej niż 30 minut jednorazowo.* 660 – tylko długość fali 660 nm, 850 – tylko długość fali 850 nm, F10 – naprzemienne przełączanie długości fal 660 i 850, ALL – obie długości fal jednocześnie, OFF – wyłączone.

06: Po włączeniu trybu światła czerwonego dotknij przycisku jasności, aby dostosować intensywność światła. Jasność przełącza się cyklicznie: L1-L2-L3. *Jeśli tryb światła czerwonego nie został włączony, pomiń ten krok. Jeśli przycisk jasności nie reaguje, sprawdź, czy tryb światła czerwonego jest aktywny.*

07: Dotknij przycisku timera, aby włączyć funkcję czasową. Domyślny czas wynosi 15 minut. Kolejne naciśnięcia przełączają czas: 30-45-15 minut. Jeśli czas nie zostanie ustawiony, urządzenie automatycznie wyłączy się po 15 minutach.

08: Po zakończeniu ustawień krótko naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć blokadę przycisków. Na wyświetlaczu pojawi się aktualna moc, a przyciski zostaną zablokowane. Aby odblokować sterownik, naciśnij ponownie przycisk zasilania.

09: Podczas użytkowania naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż na wyświetlaczu pojawi się „OFF”, aby wyłączyć urządzenie. Urządzenie wyłączy się także automatycznie po zakończeniu ustawionego czasu.

10: Po użyciu przechowuj produkt i akcesoria w suchym, wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.

Uwaga: Jeśli podczas użytkowania odczujesz dyskomfort lub zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości, natychmiast przerwij korzystanie z produktu.

STEROWNIK



UWAGA

Liczby wyświetlane na ekranie sterownika oznaczają długość fali czerwonego światła (nm), moc i postęp ładowania (%) oraz czas (min).

1. W trybie czerwonego światła symbol „nm” oznacza długość fali czerwonego światła.
2. Przy ustawieniu poziomu wibracji liczba oznacza intensywność masażu.
3. Podczas korzystania z funkcji timera symbol „m” oznacza ustawiony czas.
4. Gdy produkt jest w użyciu (nie jest ładowany), liczba + % oznacza aktualną moc.
5. Podczas ładowania produktu liczba + % oznacza postęp ładowania.
6. Przycisk jasności służy do ustawiania intensywności światła. Dostępne są 3 poziomy intensywności L1/L2/L3. Zalecamy rozpocząć od najniższej intensywności i stopniowo ją zwiększać w zależności od odczuć i reakcji ciała.

O ŁADOWANIU

1. Gdy urządzenie jest włączone, krótko naciśnij przycisk zasilania, a obszar wyświetlacza pokaże aktualny poziom baterii.

2. Gdy ekran pokazuje, że poziom energii jest niższy niż 20%, naładuj urządzenie na czas.
3. Przed ładowaniem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
4. Wyjmij dołączony kabel ładujący i podłącz go do kontrolera oraz adaptera ładującego. Wyświetlacz kontrolera zaświeci się, co oznacza, że urządzenie rozpoczęło ładowanie, a liczby przedstawiają aktualną moc. Podczas ładowania liczba będzie się stopniowo zwiększać.
5. Wyświetlacz kontrolera pokazuje „100%”, co oznacza, że urządzenie jest w pełni naładowane.

Uwaga: Podczas ładowania używaj naszego oryginalnego kabla ładującego, w przeciwnym razie mogą wystąpić problemy z ładowaniem lub niepełnym naładowaniem. Podczas ładowania nie używaj kontrolera, w przeciwnym razie może dojść do jego uszkodzenia.

OSTRZEŻENIA

- Produkt jest urządzeniem gospodarstwa domowego i nie może zastąpić sprzętu medycznego ani leków.
 - Gdy nie jest używany, wyłącz produkt i przechowuj go w bezpiecznym miejscu.
 - Nieprawidłowe użycie może prowadzić do wypadków lub uszkodzenia mienia.
1. Przed użyciem upewnij się, że produkt jest całkowicie suchy.
 2. Produkt nie jest wodoodporny i nie może być używany w wilgotnym środowisku.
 3. Zaleca się, aby produkt podczas użytkowania pozostawał w kontakcie ze skórą w zerowej odległości. Noszenie odzieży może wpływać na efekt działania.
 4. Podczas pracy nie patrz bezpośrednio na koraliki.
 5. Zalecany optymalny jednorazowy czas działania czerwonego światła wynosi 15-30 minut.
 6. Jeśli podczas użytkowania poczujesz się niekomfortowo, natychmiast przerwij korzystanie z urządzenia.
 7. Podczas użytkowania unikaj nadmiernego zginania lub ciągnięcia produktu, aby nie uszkodzić wewnętrznego obwodu.
 8. Nie demontuj ani nie modyfikuj produktu, aby uniknąć sztucznych uszkodzeń.
 9. W przypadku awarii produktu lub sytuacji nieprawidłowej skontaktuj się niezwłocznie z obsługą klienta.
 10. Nie wystawiaj produktu na działanie światła słonecznego ani ognia, aby nie uszkodzić przewodnika ciepłego izolatora.

OSTRZEŻENIE

PRZED UŻYCIEM SKONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM:

- Kobiety w ciąży i karmiące piersią
- Osoby z ostrymi chorobami lub chorobami zapalnymi
- Pacjenci z chorobami serca oraz osoby z rozrusznikiem serca
- Pacjenci w trakcie rekonwalescencji po operacji
- Osoby uczulone na czerwone światło lub masaż
- Osoby ze skłonnością do krwawień lub osoby krwawiące
- Osoby z nowotworami złośliwymi
- Osoby z ciężkimi zaburzeniami neurologicznymi
- Osoby niezdolne do czynności prawnych

Przed użyciem zaleca się ocenę zastosowania na podstawie osobistego stanu zdrowia oraz zaleceń lekarza. W przypadku jakichkolwiek pytań lub dyskomfortu należy natychmiast przerwać używanie urządzenia i skonsultować się z lekarzem specjalistą.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed czyszczeniem upewnij się, że zasilanie jest całkowicie odłączone.
2. Podczas czyszczenia przetrzyj produkt wilgotną ściereczką, uważając, aby nie zamoczyć złącza Type-C.
3. Nie używaj silnych środków czyszczących ani twardych szczotek.
4. Pozostaw do naturalnego wyschnięcia.
5. Produkt nie nadaje się do prania w pralce ani prania ręcznego.
6. Nie czyścić chemicznie.



Nie prać
w pralce



Nie
wykręcać



Nie suszyć
w suszarce
bębnowej



Nie
prasować

GWARANCJA I OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Twoja satysfakcja i wsparcie są dla nas największą motywacją. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o bezpośredni kontakt. W przypadku problemów z produktem zapewnimy szybką obsługę. **Dziękujemy!**

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Instrukcje bezpieczeństwa

Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z instrukcją. Nie używaj go, jeśli jest widocznie uszkodzone, przegrzane lub wydziela nietypowy zapach. Osoby o zmniejszonej wrażliwości na ciepło mogą używać urządzenia tylko pod nadzorem. Nie stosować na otwarte rany, oparzenia, świeże blizny, infekcje ani stany zapalne. Nie używać w przypadku posiadania wszczepionych urządzeń elektronicznych (np. rozrusznika serca), chyba że lekarz zaleci inaczej. Trzymać z dala od dzieci, chyba że podano inaczej. Nie używać podczas snu. Nie wystawiać urządzenia na działanie wody ani wysokiej wilgotności. Nie używać w pobliżu materiałów łatwopalnych.

Przeciwwskazania i ostrzeżenia

Nieodpowiednie dla osób z chorobami fotowrażliwymi. Nieodpowiednie przy epilepsji wrażliwej na światło. Nieodpowiednie w czasie ciąży (chyba że lekarz wyrazi zgodę). W przypadku podrażnienia, zaczerwienienia lub bólu należy natychmiast przerwać używanie.

Konserwacja i czyszczenie

Pozostawić urządzenie do ostygnięcia po użyciu. Czyścić wyłącznie miękką suchą lub lekko zwilżoną ściereczką. Nie używać alkoholu, rozpuszczalników ani agresywnych detergentów. Nie zanurzać urządzenia w wodzie.

Przechowywanie

Przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Zakres temperatur przechowywania: -10 °C do +45 °C. Chronić przed kurzem i wilgocią.

Utylizacja urządzenia

Nie wyrzucać do odpadów komunalnych. Oddać do specjalistycznego punktu zbiórki.

Producent

BlueTouch, s.r.o.

Zelený pruh 1974/109,

140 00 Praha, Czechy

NIP/VAT: CZ09437223, ID: 09437223

info@bluetouch.cz



Produkt został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi Unii Europejskiej dotyczącymi elektroniki użytkowej.

Produkt spełnia wymagania następujących dyrektyw i rozporządzeń UE:

- Dyrektywa 2014/30/UE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC),
- Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS),
- ČSN EN IEC 55014-1.

Na podstawie spełnienia powyższych wymagań produkt został oznakowany znakiem CE.

Deklaracja zgodności UE jest dostępna u importera i może zostać udostępniona na żądanie właściwym organom nadzoru lub klientom.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do zastosowań wellness i relaksacyjnych.

Nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2017/745 i nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania chorobom.

REDLIGHT

FÉNYTERÁPIA A MOZGÁSSZERVI RENDSZER SZÁMÁRA

- **4 FÉNYÜZEMMÓD**
- **3 VIBRÁCIÓS FOKOZAT**
- **3 FÉNYINTENZITÁS**



VEZETÉK NÉLKÜLI

UNIVERZÁLIS MÉRET

5 000 mAh AKKUMULÁTOR

46 LED DIÓDA

 **BLUETOUCH.**

FIGYELMEZTETÉS

Ez az eszköz nem alkalmas betegségek diagnosztizálására, kezelésére vagy megelőzésére. A gyártó nem vállal sem kifejezett, sem feltételezett garanciát annak terápiás hatására vonatkozóan. A termék terápiás célú használata csak megfelelő szakképesítésű egészségügyi szakember felügyelete mellett történhet. A felhasználónak meg kell értenie a termék rendeltetésszerű használatát. A helytelen használatból eredő bármilyen jogi felelősség kizárólag a felhasználót terheli.

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

BLUETOUCH – Fényterápia a mozgásszervi rendszer számára

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

Az elolvasás után őrizze meg a kézikönyvet későbbi felhasználásra.

TERMÉKLEÍRÁS

Üdvözljük, és köszönjük, hogy **multifunkcionális, vörösfényes, fűthető masszázspárnánkat** választotta. Ez egy innovatív termék, amely az előrehaladott vörösfény-technológiát kényelmes masszázslémmel ötvözi. A termék célja a fizikai és mentális relaxáció, valamint a megkönnyebbülés biztosítása mélyen behatoló vörös fény és precíz, kényelmes masszázs segítségével. A masszázspárna alkalmas otthoni, irodai és utazás közbeni használatra is, kényelmes masszázslémmel nyújtva. Ideális választás a fáradtság csökkentésére, valamint a test és az elmé ellazítására.

FIGYELMEZTETÉS

Ez a termék háztartási eszköz, és nem helyettesíti az orvosi berendezéseket vagy kezeléseket. Ha használat közben bármilyen kellemetlenség vagy rendellenesség jelentkezik, azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon szakemberhez.

TERMÉKPARAMÉTEREK

- Anyag: Neoprén
- Üzemi feszültség: 5 V
- Akkumulátor modell: 955565
- Akkumulátor kapacitás: 5000 mAh
- Töltőáram: 1850 mA
- Töltési idő: 3,5 óra

HASZNÁLATI LÉPÉSEK

01: Használat előtt ellenőrizze a termék épségét, hogy nincs-e rajta törés vagy látható sérülés. Válasszon csendes, kényelmes környezetet a teljes ellazulás érdekében.

02: Helyezze fel a terméket és a hosszabbító pántot a használni kívánt területre, majd állítsa be úgy, hogy szorosan illeszkedjen a masszírozott részhez.

03: Nyomja meg és tartsa lenyomva a vezérlő bekapcsológombját a készülék bekapcsolásához. Ha a készülék nem kapcsol be, az alacsony töltöttségi szint miatt lehet. Töltse fel, majd próbálja újra.

04: Érintse meg a rezgés gombot a masszázsfunkció bekapcsolásához. A kijelzőn „1” jelenik meg, ami az 1-es rezgésszintet jelzi. Ismételt megnyomással válthat a szintek között: 1-2-3-0. A „0” kijelzés a masszázs kikapcsolását jelenti. *Első használatkor alacsony intenzitás ajánlott.*

05: Érintse meg a vörös fény gombot a vörösfény mód bekapcsolásához. A kijelzőn „660” jelenik meg. Ismételt megnyomással a módok váltakoznak: 660-850-F10-ALL-OFF. Az „OFF” a vörösfény mód kikapcsolását jelzi. *Egy alkalommal legfeljebb 30 perc használata ajánlott.* 660 – csak 660 nm hullámhossz, 850 – csak 850 nm hullámhossz, F10 – a 660 és 850 nm hullámhosszak váltakozása, ALL – mindkét hullámhossz egyszerre, OFF – kikapcsolva.

06: A vörösfény mód bekapcsolása után a fényerő gombbal állítsa be az intenzitást (L1-L2-L3). Ha a vörösfény mód nincs bekapcsolva, hagyja ki ezt a lépést.

07: Érintse meg az időzítő gombot az időzítés bekapcsolásához. Az alapértelmezett idő 15 perc. A beállítások: 30-45-15 perc. Beállítás nélkül a készülék 15 perc után automatikusan kikapcsol.


08: A beállítások után röviden nyomja meg a bekapcsológombot a gombzár aktiválásához. A kijelző az aktuális teljesítményt mutatja, a gombok lezáródnak. Feloldáshoz nyomja meg újra a bekapcsológombot.

09: Használat közben tartsa lenyomva a bekapcsológombot, amíg az „OFF” meg nem jelenik, így kikapcsolja a készüléket. A készülék az idő lejártá után is automatikusan kikapcsol.

10: Használat után a terméket és tartozékait száraz, jól szellőző helyen tárolja, közvetlen napfénytől és nedvességtől védve.

Megjegyzés: Ha használat közben kellemetlenséget vagy rendellenességet tapasztal, azonnal hagyja abba a használatot, és vegye fel.

VEZÉRLŐ



MEGJEGYZÉS

A vezérlő kijelzőjén megjelenő számok a vörös fény hullámhosszát (nm), a teljesítményt és a töltési folyamatot (%) valamint az időt (perc) jelzik.

1. Vörösfény-üzemmód beállításakor az „nm” szimbólum a vörös fény hullámhosszát jelöli.
2. A vibrációs szint beállításakor a szám a masszázs intenzitását jelzi.
3. Az időzítő funkció használatakor az „m” szimbólum a beállított időt jelzi.
4. Ha a készülék használatban van (nem tölt), a szám + % az aktuális teljesítményt jelzi.
5. Töltés közben a szám + % a töltés előrehaladását mutatja.
6. A fényerő gomb a fény intenzitásának beállítására szolgál. 3 intenzitási szint érhető el: L1/L2/L3. Javasoljuk, hogy a legalacsonyabb intenzitással kezdje, majd az érzések és a test reakciói alapján fokozatosan növelje.

A TÖLTÉSRŐL

1. Amikor a készülék be van kapcsolva, röviden nyomja meg a bekapcsológombot, és a kijelző megjeleníti az aktuális akkumulátorszintet.

2. Amikor a képernyő azt mutatja, hogy az energiaszint 20% alá csökkent, időben töltsse fel a készüléket.
3. Töltés előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva.
4. Vegye elő a mellékelt töltőkábelt, és csatlakoztassa a vezérlőhöz és a töltőadapterhez. A vezérlő kijelzője világítani kezd, ami azt jelzi, hogy a készülék megkezdte a töltést, és a számok az aktuális teljesítményt mutatják. Töltés közben a szám fokozatosan növekszik.
5. A vezérlő kijelzőjén a „100 %” jelenik meg, ami azt jelenti, hogy a készülék teljesen fel van töltve.

Megjegyzés: Töltés közben kérjük, az eredeti töltőkábelt használja, ellenkező esetben előfordulhat, hogy a készülék nem tölt vagy nem töltődik fel teljesen. Töltés közben ne használja a vezérlőt, mert az megsérülhet.

FIGYELMEZTETÉSEK

- Ez a termék háztartási készülék, és nem helyettesíti az orvosi berendezéseket vagy gyógyszereket.
 - Amikor nincs használatban, kapcsolja ki a terméket, és tárolja biztonságos helyen.
 - A helytelen használat biztonsági balesetekhez vagy anyagi károkhoz vezethet.
1. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a termék teljesen száraz.
 2. A termék nem vízálló, és nem használható nedves környezetben.
 3. Használat közben ajánlott, hogy a termék közvetlenül, nulla távolságból érintkezzen a bőrrel. A ruházat viselése befolyásolhatja a hatást.
 4. A készülék működése közben ne nézzen közvetlenül a gyöngyökre.
 5. Az ajánlott optimális egyszeri vörösfény-hatás időtartama 15–30 perc.
 6. Ha használat közben rosszul érzi magát, azonnal hagyja abba a készülék használatát.
 7. Használat közben kerülje a termék túlzott hajlítását vagy húzását a belső áramkör károsodásának elkerülése érdekében.
 8. Ne szerelje szét és ne módosítsa a terméket, hogy elkerülje a mesterséges károsodást.
 9. Ha a termék meghibásodik vagy rendellenes helyzet áll elő, időben lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatlal.
 10. Ne tegye ki a terméket napfénynek vagy tűznek, hogy elkerülje a szigetelő hővezetőjének károsodását.

FIGYELMEZTETÉS


HASZNÁLAT ELŐTT KONZULTÁLJON ORVOSSAL:

- Terhes és szoptató nők
- Akut vagy gyulladásos betegségekben szenvedők
- Szívbetegség és pacemakerrel élők
- Műtét után lábadozó betegek
- Vörös fényre vagy masszázsról allergiás személyek
- Vérzési hajlammal rendelkező vagy vérző személyek
- Rosszindulatú daganatos betegek
- Súlyos neurológiai rendellenességekben szenvedők
- Cselekvőképtelen személyek

Használat előtt ajánlott az alkalmazást az egyéni egészségi állapot és az orvosi ajánlás alapján megítélni. Ha bármilyen kérdése van vagy kellemetlenül érzi magát, azonnal hagyja abba a készülék használatát, és forduljon szakorvoshoz.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy az áramellátás teljesen le van választva.
2. Tisztításkor nedves ruhával törölje le a terméket, de ügyeljen arra, hogy a Type-C csatlakozó ne legyen nedves.
3. Ne használjon erős tisztítószereket vagy kemény keféket.
4. Hagyja természetes módon megszáradni.
5. A termék nem mosható mosógépben és nem mosható kézzel.
6. Végyszívó tilos.



GARANCIA ÉS ÉRTÉKESÍTÉS UTÁNI SZOLGÁLTATÁS

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Az Ön elégedettsége és támogatása a legnagyobb motivációnk. Ha bármilyen kérdése van, kérjük, vegye fel velünk közvetlenül a kapcsolatot. Ha bármilyen problémát tapasztal termékünkkel kapcsolatban, gyors segítséget nyújtunk. **Köszönjük!**

Biztonsági utasítások

A készüléket kizárólag a kézikönyvben leírt célokra használja. Ne használja, ha a készülék láthatóan sérült, túlmelegedett vagy szokatlan szagot áraszt. Csökkent hőérzékelésű személyek csak felügyelet mellett használhatják. Ne használja nyílt sebekre, égett bőrre, friss hegekre, fertőzésekre vagy gyulladt területekre. Ne használja, ha beültetett elektronikus eszköze van (pl. pacemaker), kivéve ha orvosa engedélyezte. Gyermekektől tartsa távol, hacsak másképp nem jelzett. Alvás közben ne használja. Ne tegye ki víznek vagy magas páratartalomnak. Ne használja gyúlékony anyagok közelében.

Ellenjavallatok és figyelmeztetések

Nem alkalmas fotoszenzitív betegségek esetén. Nem alkalmas fényérzékeny epilepsiában. Nem ajánlott terhesség alatt (kivéve orvosi engedéllyel). Irritáció, bőrpír vagy fájdalom esetén azonnal hagyja abba a használatot.

Karbantartás és tisztítás

Használat után hagyja a készüléket lehűlni. Csak puha, száraz vagy enyhén nedves ruhával tisztítsa. Ne használjon alkoholt, oldószereket vagy agresszív tisztítószeret. Ne merítse vízbe.

Tárolás

Száraz helyen, közvetlen napfénytől védve tárolja. Tárolási hőmérséklet: -10 °C – +45 °C. Óvja portól és nedvességtől.

A készülék ártalmatlanítása

Ne dobja háztartási hulladékba. Adja le speciális gyűjtőponton.

Gyártó

BlueTouch, s.r.o.

Zelený pruh 1974/109,

140 00 Praga, Csehország

ID: 09437223, Adószám: CZ09437223

info@bluetouch.cz



Ez a termék az Európai Unió fogyasztói elektronikára vonatkozó hatályos jogszabályaival összhangban került megtervezésre és gyártásra.

A termék megfelel az alábbi uniós irányelvek és rendeletek követelményeinek:

- a 2014/30/EU irányelv az elektromágneses összeférhetőségről (EMC),
- a 2011/65/EU irányelv egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben történő felhasználásának korlátozásáról (RoHS),
- ČSN EN IEC 55014-1.

A fenti követelmények teljesítése alapján a termék CE jelöléssel van ellátva.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat az importőrnél elérhető, és kérésre az illetékes felügyeleti hatóságok vagy a vásárlók számára rendelkezésre bocsátható.

A termék kizárólag wellness és relaxációs célú használatra szolgál.

Nem minősül orvostechnikai eszköznek az (EU) 2017/745 rendelet értelmében, és nem alkalmas betegségek diagnosztizálására, kezelésére vagy megelőzésére.

REDLIGHT

LIGHT THERAPY FOR THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM

- **4 LIGHT MODES**
- **3 VIBRATION LEVELS**
- **3 LIGHT INTENSITY LEVELS**



WIRELESS



**UNIVERSAL
SIZE**



**5 000 mAh
BATTERY**



46 LED LIGHTS



WARNING

This device is not intended for diagnosis, treatment, or prevention of diseases. The company provides no explicit or implied guarantees regarding therapeutic effectiveness related to physical health, dermatological conditions, mental health, or any other medical field. Use of this product for therapeutic purposes must be supervised by qualified healthcare professionals and follow their instructions. Users should fully understand the intended purpose of this product. Any legal responsibility arising from misuse, health risks, or subsequent claims lies solely with the responsible party.

USER MANUAL

BLUETOOTH – Light Therapy for the Musculoskeletal System

Please read this manual carefully before use.

After reading, please keep the manual properly for future reference.

PRODUCT DESCRIPTION

Welcome and thank you for choosing our **Multifunctional Red Light Heated Massage Pad**, an innovative product that combines advanced red light technology with a comfortable massage experience. It is designed to provide physical and mental relaxation and relief through deeply penetrating red light irradiation and precise, comfortable massage. The multifunctional red light heated massage pad is suitable for various scenarios, offering a convenient massage experience at home, in the office, or while traveling. It is the ideal choice to relieve fatigue and relax both body and mind.

WARM REMINDER

This product is a household appliance and cannot replace medical equipment or medication. If any discomfort or abnormality occurs during use, please stop using it immediately and consult a professional.

PRODUCT PARAMETERS

- Material: Neoprene
- Working voltage: 5V
- Battery model: 955565
- Battery capacity: 5000mAh
- Charging current: 1850mA
- Charging time: 3.5 hours

USING STEPS

01: Before use, please check the integrity of the product to ensure there is no breakage or obvious damage. Choose a quiet and comfortable environment so you can fully relax and enjoy the massage.

02: Wear the product and extension strap on the area to be used, and adjust the position to ensure it fits tightly on the massage area.

03: Long press the power button on the controller to turn on the device. If it cannot be turned on normally, it may be due to insufficient battery power. Please charge it and try again.

04: Touch the vibration button to turn on the massage function. The display shows “1”, indicating vibration level 1. Touch the vibration button repeatedly to switch vibration levels: 1–2–3–0. The display shows “0” when the massage function is turned off. *When using for the first time, it is recommended to start with a lower level and gradually increase the intensity.*

05: Touch the red light mode button to turn on the red light mode, and “660” will be displayed. Touch the button repeatedly to switch modes: 660–850–F10–ALL–OFF. The display shows “OFF” when the red light mode is turned off. *It is recommended not to use for more than 30 minutes per session.* 660 – 660 nm wavelength only, 850 – 850 nm wavelength only, F10 – alternating wavelengths 660 and 850, ALL – both wavelengths simultaneously, OFF – switched off.

06: After turning on the red light mode, touch the brightness button to adjust the red light brightness. The brightness cycles through L1–L2–L3. *If the red light mode is not turned on, skip this step. If there is no response when touching the brightness button, please check whether the red light mode is activated.*


07: Touch the timing button to turn on the timing function. The default timing is 15 minutes. Touch repeatedly to switch between 30–45–15 minutes. If no time is set, the device will automatically turn off after 15 minutes.

08: After completing the settings, short press the power button to activate the button lock. The display shows the current power, and the controller buttons are locked. To unlock, press the power button again.

09: During use, long press the power button until the display shows “OFF” to turn off the device. The device will also automatically shut down when the set time ends.

10: After use, store the product and accessories in a dry and ventilated place, away from direct sunlight and moisture.

Note: If you feel uncomfortable or notice any abnormalities during use, please stop using the product immediately.



The numbers displayed on the controller screen indicate the red light wavelength (nm), power and charging progress (%) and time (min).

1. When the red light mode is set, the "nm" symbol indicates the wavelength of the red light.
2. When the vibration level is set, the number indicates the massage intensity.
3. When using the timing function, the "m" symbol indicates the set time.
4. When the product is in use (not charging), the number + % indicates the current power.
5. When the product is charging, the number + % indicates the charging progress.
6. The brightness button is used to adjust the light intensity. Three intensity levels are available: L1/L2/L3. We recommend starting with the lowest intensity and gradually increasing it according to your feelings and the body's reactions.

ABOUT CHARGING

1. When the device is turned on, briefly press the power button and the display area will show the current battery level.

2. When the screen shows that the power is lower than 20%, charge the device in time.
3. Before charging, make sure that the device is turned off.
4. Take out the supplied charging cable and connect it to the controller and the charging adapter. The controller display lights up, indicating that the device has started charging, and the numbers represent the current power. During charging, the number will slowly increase.
5. The controller display shows "100%", which means that the device is fully charged.

Note: When charging, please use our original charging cable, otherwise problems such as failure to charge or incomplete charging may occur. Do not use the controller during charging, otherwise it may be damaged.

WARNINGS

- This product is a household appliance and cannot replace medical equipment or medicines.
 - When not in use, turn off the product and store it in a safe place.
 - Improper use may lead to safety accidents or property damage.
1. Before use, make sure that the product is completely dry.
 2. This product is not waterproof and must not be used in a humid environment.
 3. It is recommended that the product be in contact with the skin at zero distance during use. Wearing clothing may affect the effect of use.
 4. During operation, do not look directly at the beads.
 5. The recommended optimal single exposure time of red light is 15-30 minutes.
 6. If you feel unwell during use, stop using the device immediately.
 7. During use, avoid excessive bending or pulling of the product to prevent damage to the internal circuit.
 8. Do not disassemble or modify the product to avoid artificial damage.
 9. If a product failure or abnormal situation occurs, contact customer service in a timely manner.
 10. Do not expose the product to sunlight or fire to avoid damage to the thermal conductor of the insulator.

WARNING



CONSULT A DOCTOR BEFORE USE:

- Pregnant and breastfeeding women
- People with acute illnesses or inflammatory diseases
- Patients with heart diseases and people with pacemakers
- Patients recovering from surgery
- People allergic to red light or massage
- People with a tendency to bleed or who are bleeding
- People with malignant tumors
- People with severe neurological disorders
- Persons lacking legal capacity

Before use, it is recommended to assess the application based on your personal health condition and your doctor's advice. If you have any questions or feel uncomfortable, stop using the device immediately and consult a professional doctor.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Before cleaning, please make sure to disconnect the power completely.
2. When cleaning, wipe the product with a damp cloth, but be careful not to wet the Type-C interface.
3. Do not use strong cleaners or hard brushes.
4. Lay flat to dry.
5. This product does not support machine wash or hand wash.
6. Do not dry clean.



WARRANTY & AFTER-SALES SERVICE

Thank you for purchasing our product. Your satisfaction and support are our greatest motivation. Please contact us directly if you have any questions. We will provide prompt service if you encounter any problem with our product. **Thank you!**

SAFETY INSTRUCTIONS

Safety Instructions

Use the device only for purposes described in the manual. Do not use if the device is visibly damaged, overheated, or emits an unusual smell. Persons with reduced heat sensitivity must use the device only under supervision. Do not use on open wounds, burned skin, fresh scars, infections, or inflamed areas. Do not use if you have an implanted electronic device (e.g., pacemaker) unless approved by a doctor. Keep out of reach of children unless stated otherwise. Do not use while sleeping. Do not expose the device to water or high humidity. Do not use near flammable materials.

Contraindications and Warnings

Not suitable for persons with photosensitive conditions. Not suitable for light-sensitive epilepsy. Not suitable during pregnancy (unless approved by a doctor). If irritation, redness, or pain occurs, stop using the device immediately.

Maintenance and Cleaning

Allow the device to cool down after use. Clean only with a soft dry or slightly damp cloth. Do not use alcohol, solvents, or aggressive cleaning agents. Do not immerse the device in water.

Storage

Store in a dry place away from direct sunlight. Storage temperature: -10 °C to +45 °C. Protect from dust and humidity.

Device Disposal

Do not dispose of with household waste. Take to a specialized collection point.

Manufacturer

BlueTouch, s.r.o.
Zelený pruh 1974/109,
140 00 Prague, Czechia
ID: 09437223, VAT: CZ09437223
info@bluetouch.cz



EU COMPLIANCE

This product has been designed and manufactured in accordance with the applicable legal regulations of the European Union relating to consumer electronics.

The product complies with the requirements of the following EU directives and regulations:

- Directive 2014/30/EU on electromagnetic compatibility (EMC),
- Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS),
- ČSN EN IEC 55014-1.

Based on compliance with the above requirements, the product is marked with the CE marking.

The EU Declaration of Conformity is available from the importer and can be provided upon request to the relevant supervisory authorities or customers.

This product is intended exclusively for wellness and relaxation use.

It is not a medical device within the meaning of Regulation (EU) 2017/745 and is not intended for the diagnosis, treatment, or prevention of diseases.

**VÍCE INFORMACÍ O SVĚTELNÉ TERAPII
NAJDETE NA NAŠEM WEBU.**

**MORE INFORMATION ABOUT LIGHT THERAPY
CAN BE FOUND ON OUR WEBSITE.**



BLUETOUCH.