

REDLIGHT

SVĚTELNÁ TERAPIE – PÉČE O PLEŤ

- 4 REŽIMY
- 3 VLNOVÉ DÉLKY



BEZDRÁTOVÉ



KOMPAKTNÍ



**BATERIE
1 000 mAh**



3 LED DIODY



BLUETOOTH.

1. POPIS PRODUKTU & UŽIVATELSKÝ NÁVOD

BLUETOUCH – světelná terapie; péče o pleť

Děkujeme, že jste si vybrali produkt BLUETOUCH – světelná terapie; péče o pleť. Tento beauty přístroj kombinuje moderní technologie péče o pleť – LED světelnou terapii, jemné vibrace, zahřívání, iontovou technologii a EMS mikroproud. Je navržený pro domácí beauty rutinu, která pomáhá podpořit svěží, hladší a vitálně působící vzhled pleti. Přístroj nabízí 4 níže uvedené režimy péče.

2. POPIS REŽIMŮ

1. REPAIR – Režim určený pro jemnou regenerační péči o pleť. Kombinuje vibrace, zahřívání, červené LED světlo a infračervené světlo. Pomáhá pokožku příjemně uvolnit, prohřát a dodat jí odpočatý, svěží vzhled. Je vhodný zejména jako relaxační krok večerní rutiny nebo kdykoliv pleť působí unaveně. Použité technologie: vibrace, zahřívání, červené LED světlo, infračervené světlo.

2. CLEAN – Režim určený pro podporu čistšího a svěžejšího vzhledu pleti. Kombinuje vibrace, zahřívání, záporné ionty, modré LED světlo a červené LED světlo. Doporučujeme používat po odlíčení a základním vyčištění pleti. Pomáhá připravit pokožku na další kroky beauty rutiny. Použité technologie: vibrace, zahřívání, záporné ionty, modré LED světlo, červené LED světlo.


3. ABSORB – Pro použití s pleťovým sérem, krémem nebo jiným kosmetickým přípravkem. Kombinuje vibrace, zahřívání, EMS mikroproud, modré LED světlo, červené LED světlo a infračervené světlo. Pomáhá přípravku rovnoměrně zapracovat do pokožky a podporuje pocit intenzivnější beauty péče. Pleť může po použití působit hladší, svěžejší a lépe vyživená. Použité technologie: vibrace, zahřívání, EMS mikroproud, modré LED světlo, červené LED světlo, infračervené světlo.

4. LIFTING – Tento mód je zaměřený na péči o pevnější a vypnutější vzhled pleti. Kombinuje vibrace, zahřívání, kladné ionty, modré LED světlo a infračervené světlo. Je vhodný pro pravidelnou péči o kontury obličeje, oblast tváří, brady a další partie, kde pleť může působit povadle nebo unaveně. Použité technologie: vibrace, zahřívání, kladné ionty, modré LED světlo, infračervené světlo.


3. PARAMETRY PRODUKTU



**ruční kosmetický
přístroj**



USB kabel



manuál

Název produktu	BLUETOUCH – světelná terapie; péče o pleť
Rozměry produktu	82,6 × 47 × 50 mm
Výstupní výkon	2 W
Vlnové délky světla	850 nm, 630 nm, 465 nm
Režimy péče	repair, clean, absorb, lifting
Kapacita baterie	1000 mAh
Nabíjecí port	USB-C
Vstupní napětí nabíjení	DC 5 V / 1 A

4. POPIS FUNKCÍ A OVLÁDÁNÍ

Zapnutí a vypnutí přístroje – Pro zapnutí přístroje podržte tlačítko napájení po dobu 1 sekundy. Krátkým stisknutím tlačítka funkcí můžete přepínat mezi jednotlivými režimy péče. Přístroj nabízí 4 režimy. Pokud po zapnutí nezvolíte žádný režim, přístroj se automaticky spustí v režimu repair na 1. úrovni intenzity. Po zapnutí se přístroj automaticky vypne po 5 minutách provozu. Před vypnutím zazní zvukové upozornění.

Doporučení k používání – Přístroj přikládejte na pokožku jemně, bez nadměrného tlaku. Pohybujte s ním pomalými tahy směrem vzhůru a od středu obličeje ven. Při použití režimu Absorb naneste na pleť sérum nebo krém a následně jej pomocí přístroje rovnoměrně zapracujte do pokožky. Nepoužívejte přístroj příliš dlouho na jednom místě. Celková doba jednoho režimu je nastavena na 5 minut.

Režim 1: repair – Po zapnutí přístroje a kontaktu kovové hlavice s pokožkou se přístroj automaticky aktivuje v režimu repair. Rozsvítí se příslušný indikátor režimu a indikátor úrovně intenzity.

Režim 2: clean – Když je přístroj v režimu repair, krátce stiskněte tlačítko napájení. Přístroj jednou pípne a přepne se do režimu clean. Rozsvítí se modrý pracovní indikátor a indikátor úrovně intenzity.

Režim 3: absorb – Výše uvedenou logikou dochází k přepnutí i z režimu clean do absorb. I v tomto případě se rozsvítí se příslušný pracovní indikátor a indikátor úrovně intenzity.

Režim 4: lifting – Když je přístroj v režimu absorb, krátce stiskněte tlačítko napájení. Přístroj jednou pípne a přepne se do režimu lifting. Rozsvítí se pracovní indikátor a indikátor úrovně intenzity.

5. NASTAVENÍ INTENZITY

Tlačítka + a – slouží k nastavení intenzity vibrací:

Tlačítko –

Krátkým stisknutím tlačítka – snížíte intenzitu vibrací. Po stisknutí zazní zvukové upozornění a přístroj se přepne na nižší úroveň intenzity.

Tlačítko +

Krátkým stisknutím tlačítka + zvýšíte intenzitu vibrací.

Po prvním stisknutí se přístroj přepne na 2. úroveň intenzity.

Rozsvítí se dva bílé indikátory.

Po druhém stisknutí se přístroj přepne na 3. úroveň intenzity.

Rozsvítí se tři bílé indikátory.

Po třetím stisknutí se přístroj přepne na 4. úroveň intenzity.

Rozsvítí se čtyři bílé indikátory.

6. DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Před použitím pleť důkladně odličte a vyčistěte. Vyberte požadovaný režim podle aktuálních potřeb pleti a přístrojem jemně přejíždějte po obličeji. Při použití režimu absorb naneste na pleť sérum nebo krém a přístroj vedte pomalými tahy směrem vzhůru a od středu obličeje ven.

Doporučená doba použití je několik minut na jednu beauty rutinu. Nepoužívejte přístroj příliš dlouho na jednom místě.

Přístroj vedte jemně, bez silného tlaku:

- od brady směrem k čelisti
- od koutků úst směrem k uším
- od nosu přes tváře směrem ven
- od středu čela směrem ke spánkům
- na krku směrem vzhůru

Pokožka by měla být během použití příjemně napnutá, ale ne podrážděná.

Nepoužívejte přístroj na poraněnou, podrážděnou nebo zanícenou pokožku. Nepoužívejte jej v okolí očí, na oční víčka

ani přímo na sliznice. Přístroj není zdravotnický prostředek.

Je určený pouze pro kosmetickou péči o pleť. Osoby s kardiostimulátorem, kovovými implantáty v oblasti obličeje, epilepsií, závažným kožním onemocněním, v těhotenství nebo při zdravotních obtížích by se měly před použitím poradit s lékařem. Při nepříjemném pocitu, pálení, bolesti nebo výrazném podráždění pokožky přestaňte přístroj používat.

7. PROHLÁŠENÍ

1. Tento produkt není určen k diagnostice, léčbě ani prevenci jakékoliv nemoci. Společnost neposkytuje žádná tvrzení, prohlášení ani záruky ohledně schopnosti tohoto produktu léčit jakékoliv fyzické, kožní nebo duševní onemocnění. V případě jakéhokoliv zdravotního problému, který vyžaduje lékařskou péči, se obraťte na kvalifikovaného zdravotnického pracovníka.
2. Společnost nenese žádnou právní odpovědnost za nároky vzniklé v důsledku bezpečnostních problémů způsobených nesprávným používáním produktu.

8. SHODA S PŘEDPISY EU

Tento výrobek byl navržen a vyroben v souladu s platnými právními předpisy Evropské unie vztahujícími se na spotřební elektroniku.

Výrobek splňuje požadavky následujících směrnic a nařízení EU:

- Směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě (EMC),

- Směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS),
- ČSN ISO 13485
- ČSN EN IEC 55014-1

Na základě splnění výše uvedených požadavků je výrobek označen značkou CE.

EU prohlášení o shodě je k dispozici u dovozce a lze jej poskytnout na vyžádání příslušným dozorovým orgánům nebo zákazníkům.

Tento výrobek je určen výhradně pro wellness a relaxační použití. Není zdravotnickým prostředkem ve smyslu nařízení (EU) 2017/745 a není určen k diagnostice, léčbě ani prevenci onemocnění.

9. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Bezpečnostní pokyny

Zařízení používejte pouze k účelům uvedeným v návodu. Nepoužívejte, pokud je zařízení viditelně poškozené, přehřáté nebo vydává neobvyklý zápach. Zařízení nesmí používat osoby se sníženou schopností vnímání tepla bez dozoru. Nepoužívat na otevřené rány, spálenou kůži, čerstvé jizvy, infekce nebo zanícená místa. Nepoužívejte, pokud máte implantované elektronické zařízení (např. kardiostimulátor), pokud lékař nestanoví jinak. Uchovávejte mimo dosah dětí, pokud není uvedeno jinak. Nepoužívat během spánku. Zařízení nevystavujte vodě ani vysoké vlhkosti. Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých materiálů.

Kontraindikace a upozornění

Nevhodné pro osoby s fotosenzitivními onemocněními. Nevhodné při epilepsii citlivé na světelné podněty. Nevhodné při těhotenství (pokud není schváleno lékařem). Pokud se objeví podráždění, zarudnutí nebo bolest, okamžitě přerušete používání.

Údržba a čištění

Po použití nechte zařízení vychladnout. Čistěte pouze měkkým suchým nebo lehce navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani agresivní čisticí prostředky. Zařízení neponořujte do vody.

Skladování

Uchovávejte na suchém místě, mimo přímé sluneční světlo. Teplotní rozsah skladování: -10 °C až +45 °C. Chraňte před prachem a vlhkostí.

Likvidace zařízení

Nevyhazujte mezi běžný komunální odpad. Odevzdejte do specializovaného sběrného místa.

Výrobce

BlueTouch, s.r.o.

Zelený pruh 1974/109,

140 00 Praha, Česko/Czechia

IČO 09437223, DIČ CZ09437223

info@bluetouch.cz



REDLIGHT

SVETELNÁ TERAPIA – STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ

- 4 REŽIMY
- 3 VLNOVÉ DĹŽKY



BEZDRÔTOVÉ



KOMPAKTNÉ



**BATÉRIA
1 000 mAh**



3 LED DIÓDY



BLUETOOTH.

1. POPIS PRODUKTU A NÁVOD NA POUŽITIE

BLUETOUGH – svetelná terapia; starostlivosť o pleť

Ďakujeme, že ste si vybrali produkt BLUETOUGH – svetelná terapia; starostlivosť o pleť. Tento kozmetický prístroj kombinuje moderné technológie starostlivosti o pleť – LED svetelnú terapiu, jemné vibrácie, zahrievanie, iónovú technológiu a EMS mikroprúd. Je navrhnutý pre domácu beauty rutinu, ktorá pomáha podporiť svieži, hladší a vitálnejší vzhľad pleti. Prístroj ponúka 4 nižšie uvedené režimy starostlivosti.

2. POPIS REŽIMOV

1. REPAIR – Režim určený na jemnú regeneračnú starostlivosť o pleť. Kombinuje vibrácie, zahrievanie, červené LED svetlo a infračervené svetlo. Pomáha pokožku príjemne uvoľniť, prehriať a dodať jej oddýchnutý a svieži vzhľad. Je vhodný najmä ako relaxačný krok večernej rutiny alebo kedykoľvek, keď pleť pôsobí unavená. Použité technológie: vibrácie, zahrievanie, červené LED svetlo, infračervené svetlo.

2. CLEAN – Režim určený na podporu čistejšieho a sviežejšieho vzhľadu pleti. Kombinuje vibrácie, zahrievanie, záporné ióny, modré LED svetlo a červené LED svetlo. Odporúčame používať po odlíčení a základnom vyčistení pleti. Pomáha pripraviť pokožku na ďalšie kroky beauty rutiny. Použité technológie: vibrácie, zahrievanie, záporné ióny, modré LED svetlo, červené LED svetlo.

3. ABSORB – Určený na použitie s pleťovým sérom, krémom alebo iným kozmetickým prípravkom. Kombinuje vibrácie, zahrievanie, EMS mikroprúd, modré LED svetlo, červené LED svetlo a infračervené svetlo. Pomáha prípravok rovnomerne zapracovať do pokožky a podporuje pocit intenzívnejšej beauty starostlivosti. Pleť môže po použití pôsobiť hladšie, sviežejšie a lepšie vyživená.


Použíte technológie: vibrácie, zahrievanie, EMS mikroprúd, modré LED svetlo, červené LED svetlo, infračervené svetlo.

4. LIFTING – Tento režim je zameraný na starostlivosť o pevnejší a vypnutejší vzhľad pleti. Kombinuje vibrácie, zahrievanie, kladné ióny, modré LED svetlo a infračervené svetlo. Je vhodný na pravidelnú starostlivosť o kontúry tváre, oblasť líc, brady a ďalšie partie, kde pleť môže pôsobiť ochabnuto alebo unavene. Použíte technológie: vibrácie, zahrievanie, kladné ióny, modré LED svetlo, infračervené svetlo.


3. PARAMETRE PRODUKTU



ručný kozmetický prístroj



USB kábel



manuál

Názov produktu	BLUETOUCH – svetelná terapia; starostlivosť o pleť
Rozmery produktu	82,6 × 47 × 50 mm
Výstupný výkon	2 W
Vlnové dĺžky svetla	850 nm, 630 nm, 465 nm
Režimy starostlivosti	repair, clean, absorb, lifting
Kapacita batérie	1000 mAh
Nabíjací port	USB-C
Vstupné napätie nabíjania	DC 5 V / 1 A

4. POPIS FUNKCIÍ A OVLÁDANIA

Zapnutie a vypnutie prístroja – Na zapnutie prístroja podržte tlačidlo napájania stlačené po dobu 1 sekundy. Krátkym stlačením tlačidla funkcií môžete prepínať medzi jednotlivými režimami starostlivosti. Prístroj ponúka 4 režimy. Ak po zapnutí nezvolíte žiadny režim, automaticky sa spustí v režime repair na 1. úrovni intenzity. Po 5 minútach prevádzky sa prístroj automaticky vypne. Pred vypnutím zaznie zvukové upozornenie.

Odporúčania na používanie – Prístroj prikladajte na pokožku jemne, bez nadmerného tlaku. Pohybujte ním pomalými ťahmi smerom nahor a od stredu tváre smerom von. Pri použití režimu Absorb naneste na pleť sérum alebo krém a následne ho pomocou prístroja rovnomerne zapracujte do pokožky. Nepoužívajte prístroj príliš dlho na jednom mieste. Celková doba jedného režimu je nastavená na 5 minút.

Režim 1: repair – Po zapnutí prístroja a kontakte kovovej hlavice s pokožkou sa prístroj automaticky aktivuje v režime repair. Rozsvieti sa príslušný indikátor režimu a indikátor úrovne intenzity.

Režim 2: clean – Keď je prístroj v režime repair, krátko stlačte tlačidlo napájania. Prístroj raz pípne a prepne sa do režimu clean. Rozsvieti sa modrý pracovný indikátor a indikátor úrovne intenzity.

Režim 3: absorb – Rovnakým spôsobom sa prepína aj z režimu clean do režimu absorb. Aj v tomto prípade sa rozsvieti príslušný pracovný indikátor a indikátor úrovne intenzity.

Režim 4: lifting – Keď je prístroj v režime absorb, krátko stlačte tlačidlo napájania. Prístroj raz pípne a prepne sa do režimu lifting. Rozsvieti sa pracovný indikátor a indikátor úrovne intenzity.

5. NASTAVENIE INTENZITY

Tlačidlá + a – slúžia na nastavenie intenzity vibrácií.

Tlačidlo –

Krátkym stlačením tlačidla – znížite intenzitu vibrácií. Po stlačení zaznie zvukové upozornenie a prístroj sa prepne na nižšiu úroveň intenzity.

Tlačidlo +

Krátkym stlačením tlačidla + zvýšite intenzitu vibrácií.

Po prvom stlačení sa prístroj prepne na 2. úroveň intenzity.

Rozsvietia sa dva biele indikátory.

Po druhom stlačení sa prístroj prepne na 3. úroveň intenzity.

Rozsvietia sa tri biele indikátory.

Po treťom stlačení sa prístroj prepne na 4. úroveň intenzity.

Rozsvietia sa štyri biele indikátory.

6. ODPORÚČANÉ POUŽITIE

Pred použitím pleť dôkladne odlíčte a vyčistite. Vyberte požadovaný režim podľa aktuálnych potrieb pleti a prístrojom jemne prechádzajte po tvári. Pri použití režimu absorb naneste na pleť sérum alebo krém a prístroj vedte pomalými ťahmi smerom nahor a od stredu tváre smerom von.

Odporúčaná doba používania je niekoľko minút počas jednej beauty rutiny. Nepoužívajte prístroj príliš dlho na jednom mieste. Prístroj vedte jemne, bez silného tlaku:

- od brady smerom k sánke,
- od kútikov úst smerom k ušiam,
- od nosa cez líca smerom von,
- od stredu čela smerom k spánkom,
- po krku smerom nahor.

Pokožka by mala byť počas používania príjemne napnutá, nie však podráždená.

Nepoužívajte prístroj na poranenú, podráždenú alebo zapálenú pokožku. Nepoužívajte ho v okolí očí, na očné viečka ani priamo na sliznice. Prístroj nie je zdravotníckou pomôckou. Je určený výlučne na kozmetickú starostlivosť o pleť. Osoby s kardiostimulátorom, kovovými implantátmi v oblasti tváre, epilepsiou, závažným kožným ochorením, počas tehotenstva alebo pri zdravotných ťažkostiach by sa mali pred použitím poradiť s lekárom. Ak pociťte nepríjemné pocity, pálenie, bolesť alebo dôjde k výraznému podráždeniu pokožky, okamžite prestaňte prístroj používať.

7. VYHLÁSENIE

1. Tento produkt nie je určený na diagnostiku, liečbu ani prevenciu akéhokoľvek ochorenia. Spoločnosť neposkytuje žiadne tvrdenia, vyhlásenia ani záruky týkajúce sa schopnosti tohto produktu liečiť akékoľvek fyzické, kožné alebo duševné ochorenie. V prípade akéhokoľvek zdravotného problému, ktorý si vyžaduje lekársku starostlivosť, obráťte sa na kvalifikovaného zdravotníckeho pracovníka.
2. Spoločnosť nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za nároky vzniknuté v dôsledku bezpečnostných problémov spôsobených nesprávnym používaním produktu.

8. ZHODA S PREDPISMI EÚ

Tento výrobok bol navrhnutý a vyrobený v súlade s platnými právnymi predpismi Európskej únie vzťahujúcimi sa na spotrebnú elektroniku.

Výrobok spĺňa požiadavky nasledujúcich smerníc a nariadení EÚ:

- Smernica 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite (EMC),

- Smernica 2011/65/EÚ o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS),
- ČSN ISO 13485
- ČSN EN IEC 55014-1

Na základe splnenia vyššie uvedených požiadaviek je výrobok označený značkou CE.

EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii u dovozcu a môže byť na požiadanie poskytnuté príslušným dozorným orgánom alebo zákazníkom.

Tento výrobok je určený výlučne na wellness a relaxačné použitie. Nie je zdravotníckou pomôckou v zmysle nariadenia (EÚ) 2017/745 a nie je určený na diagnostiku, liečbu ani prevenciu ochorení.

9. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Bezpečnostné pokyny

Zariadenie používajte iba na účely uvedené v návode.

Nepoužívajte ho, ak je viditeľne poškodené, prehriate alebo vydáva nezvyčajný zápach.

Osoby so zníženou citlivosťou na teplo môžu zariadenie používať iba pod dohľadom.

Nepoužívajte na otvorené rany, popálenú pokožku, čerstvé jazvy, infekcie alebo zapálené miesta.

Nepoužívajte zariadenie, ak máte implantované elektronické zariadenie (napr. kardiostimulátor), pokiaľ lekár neurčí inak.

Uchovávajte mimo dosahu detí, pokiaľ nie je uvedené inak.

Nepoužívajte počas spánku.

Nevystavujte zariadenie vode ani vysokej vlhkosti.

Nepoužívajte zariadenie v blízkosti horľavých materiálov.

Kontraindikácie a upozornenia

Nevhodné pre osoby s fotosenzitívnymi ochoreniami.

Nevhodné pri epilepsii citlivej na svetelné podnety.

Nevhodné počas tehotenstva (ak to neschváli lekár).

Ak sa objaví podráždenie, začervenanie alebo bolesť, okamžite prerušte používanie.

Údržba a čistenie

Po použití nechajte zariadenie vychladnúť.

Čistite iba mäkkou suchou alebo jemne navlhčenou handričkou.

Nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlá ani agresívne čistiace prostriedky.

Zariadenie neponárajte do vody.

Skladovanie

Uchovávať na suchom mieste mimo priameho slnečného svetla.

Teplotný rozsah skladovania: -10 °C až +45 °C.

Chráňte pred prachom a vlhkosťou.

Likvidácia zariadenia

Nevhadzujte do komunálneho odpadu.

Odovzdajte na špecializované zberné miesto.

Výrobca

BlueTouch, s.r.o.

Zelený pruh 1974/109

140 00 Praha, Česko/Czechia

IČO: 09437223, DIČ: CZ09437223

info@bluetouch.cz



REDLIGHT

TERAPIA ŚWIATŁEM – PIELĘGNACJA SKÓRY

- 4 TRYBY
- 3 DŁUGOŚCI FALI



BEZPRZEWODOWE



KOMPAKTOWE



**BATERIA
1 000 mAh**



3 DIODY LED



BLUETOOTH.

1. OPIS PRODUKTU I INSTRUKCJA OBSŁUGI

BLUETOUCH – terapia światłem; pielęgnacja skóry

Dziękujemy za wybór produktu BLUETOUCH – terapia światłem; pielęgnacja skóry. To urządzenie kosmetyczne łączy nowoczesne technologie pielęgnacji skóry – terapię światłem LED, delikatne wibracje, podgrzewanie, technologię jonową oraz mikroprądy EMS. Zostało zaprojektowane z myślą o domowej beauty rutynie, która pomaga uzyskać świeższy, gładniejszy i bardziej promienny wygląd skóry. Urządzenie oferuje 4 opisane poniżej tryby pielęgnacji.

2. OPIS TRYBÓW

1. REPAIR – Tryb przeznaczony do delikatnej regeneracyjnej pielęgnacji skóry. Łączy wibracje, podgrzewanie, czerwone światło LED oraz światło podczerwone. Pomaga przyjemnie rozluźnić i ogrzać skórę, nadając jej wypoczęty i świeży wygląd. Jest szczególnie odpowiedni jako relaksacyjny element wieczornej rutyny pielęgnacyjnej lub wtedy, gdy skóra wygląda na zmęczoną. Zastosowane technologie: wibracje, podgrzewanie, czerwone światło LED, światło podczerwone.

2. CLEAN – Tryb przeznaczony do wspomagania uzyskania czystszej i świeższego wyglądu skóry. Łączy wibracje, podgrzewanie, jony ujemne, niebieskie światło LED oraz czerwone światło LED. Zalecamy stosowanie po demakijażu i podstawowym oczyszczeniu skóry. Pomaga przygotować skórę do kolejnych etapów beauty rutyny. Zastosowane technologie: wibracje, podgrzewanie, jony ujemne, niebieskie światło LED, czerwone światło LED.

3. ABSORB – Przeznaczony do stosowania z serum, kremem lub innym kosmetykiem do pielęgnacji skóry. Łączy wibracje, podgrzewanie, mikroprądy EMS, niebieskie światło LED, czerwone światło LED oraz światło podczerwone. Pomaga równomiernie rozprowadzić preparat po skórze i wspiera intensywniejszą pielęgnację. Po użyciu skóra może wyglądać na gładszą, bardziej świeżą i lepiej odżywioną. Zastosowane


technologie: wibracje, podgrzewanie, mikroprądy EMS, niebieskie światło LED, czerwone światło LED, światło podczerwone.

4. LIFTING – Tryb ukierunkowany na pielęgnację skóry w celu uzyskania bardziej jędrnego i napiętego wyglądu. Łączy wibracje, podgrzewanie, jony dodatnie, niebieskie światło LED oraz światło podczerwone. Jest odpowiedni do regularnej pielęgnacji konturów twarzy, okolic policzków, brody oraz innych obszarów, na których skóra może wyglądać na zwiotczałą lub zmęczoną. Zastosowane technologie: wibracje, podgrzewanie, jony dodatnie, niebieskie światło LED, światło podczerwone.


3. PARAMETRY PRODUKTU



**ręczne urządzenie
kosmetyczne**



kabel USB



instrukcja obsługi

Nazwa produktu	BLUETOUGH – terapia światłem; pielęgnacja skóry
Wymiary produktu	82,6 × 47 × 50 mm
Moc wyjściowa	2 W
Długości fal światła	850 nm, 630 nm, 465 nm
Tryby pielęgnacji	repair, clean, absorb, lifting
Pojemność baterii	1000 mAh
Port ładowania	USB-C
Napięcie wejściowe ładowania	DC 5 V / 1 A

4. OPIS FUNKCJI I OBSŁUGI

Włączanie i wyłączanie urządzenia – Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sekundę. Krótkim naciśnięciem przycisku funkcji można przełączać się między poszczególnymi trybami pielęgnacji. Urządzenie oferuje 4 tryby. Jeśli po włączeniu nie zostanie wybrany żaden tryb, urządzenie automatycznie uruchomi się w trybie repair na 1. poziomie intensywności. Po 5 minutach pracy urządzenie wyłączy się automatycznie. Przed wyłączeniem zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy.

Zalecenia dotyczące użytkowania – Przykładaj urządzenie do skóry delikatnie, bez nadmiernego nacisku. Przesuwaj je powolnymi ruchami ku górze oraz od środka twarzy na zewnątrz. Podczas korzystania z trybu Absorb nałóż na skórę serum lub krem, a następnie równomiernie rozprowadź preparat za pomocą urządzenia. Nie używaj urządzenia zbyt długo w jednym miejscu. Całkowity czas pracy jednego trybu wynosi 5 minut.

Tryb 1: repair – Po włączeniu urządzenia i zetknięciu metalowej głowicy ze skórą urządzenie automatycznie aktywuje się w trybie repair. Zaświeci się odpowiedni wskaźnik trybu oraz wskaźnik poziomu intensywności.

Tryb 2: clean – Gdy urządzenie znajduje się w trybie repair, krótko naciśnij przycisk zasilania. Urządzenie wyda jeden sygnał dźwiękowy i przełączy się do trybu clean. Zaświeci się niebieski wskaźnik pracy oraz wskaźnik poziomu intensywności.

Tryb 3: absorb – W analogiczny sposób następuje przełączenie z trybu clean do trybu absorb. Również w tym przypadku zaświeci się odpowiedni wskaźnik pracy oraz wskaźnik poziomu intensywności.

Tryb 4: lifting – Gdy urządzenie znajduje się w trybie absorb, krótko naciśnij przycisk zasilania. Urządzenie wyda jeden sygnał dźwiękowy i przełączy się do trybu lifting. Zaświeci się wskaźnik pracy oraz wskaźnik poziomu intensywności.

5. USTAWIENIE INTENSYWNOŚCI

Przyciski + i – służą do regulacji intensywności wibracji.

Przycisk –

Krótkie naciśnięcie przycisku – zmniejsza intensywność wibracji. Po naciśnięciu rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a urządzenie przełączy się na niższy poziom intensywności.

Przycisk +

Krótkie naciśnięcie przycisku + zwiększa intensywność wibracji. Po pierwszym naciśnięciu urządzenie przełączy się na 2. poziom intensywności. Zaświecą się dwa białe wskaźniki. Po drugim naciśnięciu urządzenie przełączy się na 3. poziom intensywności. Zaświecą się trzy białe wskaźniki. Po trzecim naciśnięciu urządzenie przełączy się na 4. poziom intensywności. Zaświecą się cztery białe wskaźniki.

6. ZALECANY SPOSÓB UŻYTKOWANIA

Przed użyciem dokładnie wykonaj demakijaż i oczyść skórę. Wybierz odpowiedni tryb zgodnie z aktualnymi potrzebami skóry i delikatnie przesuwaj urządzenie po twarzy. Korzystając z trybu absorb, nałóż na skórę serum lub krem, a następnie prowadź urządzenie powolnymi ruchami ku górze i od środka twarzy na zewnątrz. Zalecany czas stosowania wynosi kilka minut podczas jednej beauty rutyny. Nie używaj urządzenia zbyt długo w jednym miejscu. Prowadź urządzenie delikatnie, bez nadmiernego nacisku:

- od brody w kierunku żuchwy,
- od kącików ust w kierunku uszu,
- od nosa przez policzki na zewnątrz,
- od środka czoła w kierunku skroni,
- na szyi ruchami ku górze.

Podczas użytkowania skóra powinna być przyjemnie napięta, ale nie podrażniona. Nie używaj urządzenia na uszkodzonej, podrażnionej lub objętej stanem zapalnym skórze. Nie stosuj go w okolicach oczu, na powiekach ani bezpośrednio na błonach śluzowych. Urządzenie nie jest wyrobem medycznym. Jest przeznaczone wyłącznie do kosmetycznej pielęgnacji skóry. Osoby z rozrusznikiem serca, metalowymi implantami w obrębie twarzy, epilepsią, poważnymi chorobami skóry, kobiety w ciąży oraz osoby z problemami zdrowotnymi powinny przed użyciem skonsultować się z lekarzem. W przypadku wystąpienia dyskomfortu, pieczenia, bólu lub silnego podrażnienia skóry należy natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia.

7. OŚWIADCZENIE

1. Ten produkt nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania jakimkolwiek chorobom. Firma nie składa żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji dotyczących zdolności tego produktu do leczenia jakichkolwiek schorzeń fizycznych, skórnych lub psychicznych. W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych wymagających opieki medycznej należy skonsultować się z wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.
2. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za roszczenia wynikające z problemów związanych z bezpieczeństwem spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem produktu.

8. ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI UE

Produkt został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi Unii Europejskiej

dotyczącymi elektroniki użytkowej.

Produkt spełnia wymagania następujących dyrektyw i rozporządzeń UE:

- Dyrektywa 2014/30/UE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC),
- Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS),
- ČSN ISO 13485
- ČSN EN IEC 55014-1

Na podstawie spełnienia powyższych wymagań produkt został oznakowany znakiem CE. Deklaracja zgodności UE jest dostępna u importera i może zostać udostępniona na żądanie właściwym organom nadzoru lub klientom. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do zastosowań wellness i relaksacyjnych. Nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2017/745 i nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania chorobom.

9. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Instrukcje bezpieczeństwa

Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z instrukcją. Nie używaj go, jeśli jest widocznie uszkodzone, przegrzane lub wydziela nietypowy zapach. Osoby o zmniejszonej wrażliwości na ciepło mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem. Nie stosuj urządzenia na otwarte rany, oparzenia, świeże blizny, infekcje ani miejsca objęte stanem zapalnym. Nie używaj urządzenia, jeśli masz wszczepione urządzenie elektroniczne (np. rozrusznik serca), chyba że lekarz zaleci inaczej. Przechowuj poza zasięgiem dzieci, chyba że podano inaczej. Nie używaj urządzenia podczas snu. Nie narażaj urządzenia na działanie wody ani wysokiej wilgotności. Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.

Przeciwwskazania i ostrzeżenia

Nieodpowiednie dla osób z chorobami związanymi z nadwrażliwością na światło. Nieodpowiednie dla osób cierpiących na padaczkę wrażliwą na bodźce świetlne. Nieodpowiednie w czasie ciąży (chyba że lekarz wyrazi zgodę). W przypadku wystąpienia podrażnienia, zaczerwienienia lub bólu należy natychmiast przerwać stosowanie.

Konserwacja i czyszczenie

Po użyciu pozostaw urządzenie do ostygnięcia. Czyść wyłącznie miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie używaj alkoholu, rozpuszczalników ani agresywnych środków czyszczących. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.

Przechowywanie

Przechowuj w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Zakres temperatur przechowywania: -10 °C do +45 °C. Chroń przed kurzem i wilgocią.

Utylizacja urządzenia

Nie wyrzucaj do odpadów komunalnych. Oddaj do specjalistycznego punktu zbiórki.

Producent

BlueTouch, s.r.o.

Zelený pruh 1974/109,

140 00 Praha, Czechy

ID: 09437223, NIP/VAT: CZ09437223

info@bluetouch.cz



REDLIGHT

FÉNYTERÁPIA – BŐRÁPOLÁS

- 4 ÜZEMMÓD
- 3 HULLÁMHOSSZ



VEZETÉK NÉLKÜLI



KOMPAKT



**AKKUMULÁTOR
1 000 mAh**



3 LED-DIÓDA



1. A TERMÉK LEÍRÁSA ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BLUETOUCH – fényterápia; bőrápolás

Köszönjük, hogy a BLUETOUCH – fényterápia; bőrápolás terméket választotta. Ez a kozmetikai készülék a modern bőrápolási technológiákat ötvözi – LED-fényterápiát, finom rezgéseket, melegítést, iontechnológiát és EMS mikroáramot. Otthoni beauty rutinhoz tervezték, amely segít támogatni a bőr frissebb, simább és életteli telibb megjelenését. A készülék az alábbi 4 bőrápolási üzemmódot kínálja.

2. AZ ÜZEMMÓDOK LEÍRÁSA

1. REPAIR – Kíméletes regeneráló bőrápolásra szolgáló üzemmód. Rezgést, melegítést, vörös LED-fényt és infravörös fényt kombinál. Segít kellemesen ellazítani és felmelegíteni a bőrt, kipihent és friss megjelenést kölcsönözve neki. Különösen ajánlott az esti bőrápolási rutin relaxáló lépéseként, illetve amikor a bőr fáradtnak tűnik. Alkalmazott technológiák: rezgés, melegítés, vörös LED-fény, infravörös fény.

2. CLEAN – A bőr tisztább és frissebb megjelenésének támogatására szolgáló üzemmód. Rezgést, melegítést, negatív ionokat, kék LED-fényt és vörös LED-fényt kombinál. Használata sminkeltávolítás és az alapvető arctisztítás után ajánlott. Segít előkészíteni a bőrt a beauty rutin következő lépéseire. Alkalmazott technológiák: rezgés, melegítés, negatív ionok, kék LED-fény, vörös LED-fény.

3. ABSORB – Arcszérummal, arckrémmel vagy más kozmetikai készítménnyel történő használatra szolgál. Rezgést, melegítést, EMS mikroáramot, kék LED-fényt, vörös LED-fényt és infravörös fényt kombinál. Segít a kozmetikai készítményt egyenletesen a bőrbe dolgozni, és intenzívebb bőrápolási élményt biztosít. Használat után a bőr simábbnak, frissebbnek és tápláltabbnak tűnhet. Alkalmazott


technológiák: rezgés, melegítés, EMS mikroáram, kék LED-fény, vörös LED-fény, infravörös fény.

4. LIFTING – Ez az üzemmód a bőr feszesebb és tónusosabb megjelenésének támogatására szolgál. Rezgést, melegítést, pozitív ionokat, kék LED-fényt és infravörös fényt kombinál. Ajánlott az arc kontúrjainak, az orca, az áll és más olyan területek rendszeres ápolására, ahol a bőr megereszkedettnek vagy fáradtnak tűnhet. Alkalmazott technológiák: rezgés, melegítés, pozitív ionok, kék LED-fény, infravörös fény.


3. A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI



**kézi kozmetikai
készülék**



USB-kábel



használati útmutató

Termék neve	BLUETOUCH – fényterápia; bőrápolás
A termék méretei	82,6 × 47 × 50 mm
Kimeneti teljesítmény	2 W
Fény hullámhossza	850 nm, 630 nm, 465 nm
Bőrápolási üzemmódok	repair, clean, absorb, lifting
Akkumulátor kapacitása	1000 mAh
Töltőcsatlakozó	USB-C
Töltési bemeneti feszültség	DC 5 V / 1 A

4. A FUNKCIÓK ÉS A KEZELÉS LEÍRÁSA

A készülék be- és kikapcsolása – A készülék bekapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot 1 másodpercig. A funkciógomb rövid megnyomásával válthat a különböző bőrápolási üzemmódok között. A készülék 4 üzemmódot kínál. Ha bekapcsolás után nem választ üzemmódot, a készülék automatikusan repair üzemmódban, 1-es intenzitási szinten indul el. A készülék 5 perc működés után automatikusan kikapcsol. Kikapcsolás előtt hangjelzés hallható.

Használati javaslat – A készüléket finoman, túlzott nyomás nélkül helyezze a bőrre. Lassan mozgassa felfelé, illetve az arc közepétől kifelé. Absorb üzemmód használatakor vigyen fel szérumot vagy arckrémot a bőrre, majd a készülék segítségével egyenletesen dolgozza be. Ne tartsa a készüléket túl sokáig ugyanazon a területen. Egy üzemmód teljes működési ideje 5 perc.

1. üzemmód: repair – A készülék bekapcsolása és a fém kezelőfej bőrrel való érintkezése után a készülék automatikusan repair üzemmódban aktiválódik. Kigyullad a megfelelő üzemmódjelző és az intenzitásszint-jelző.

2. üzemmód: clean – Amikor a készülék repair üzemmódban van, röviden nyomja meg a bekapcsológombot. A készülék egyszer sípol, majd átvált clean üzemmódra. Kigyullad a kék működésjelző és az intenzitásszint-jelző.

3. üzemmód: absorb – Ugyanezzel a logikával történik a váltás clean üzemmódról absorb üzemmódra is. Ebben az esetben is kigyullad a megfelelő működésjelző és az intenzitásszint-jelző.

4. üzemmód: lifting – Amikor a készülék absorb üzemmódban van, röviden nyomja meg a bekapcsológombot. A készülék egyszer sípol, majd átvált lifting üzemmódra. Kigyullad a működésjelző és az intenzitásszint-jelző.

5. AZ INTENZITÁS BEÁLLÍTÁSA

A + és – gombok a rezgés intenzitásának beállítására szolgálnak.

– gomb

A – gomb rövid megnyomásával csökkentheti a rezgés intenzitását. A gomb megnyomása után hangjelzés hallható, és a készülék alacsonyabb intenzitási szintre vált.

+ gomb

A + gomb rövid megnyomásával növelheti a rezgés intenzitását. Az első megnyomás után a készülék a 2. intenzitási szintre vált. Két fehér jelzőfény világít.

A második megnyomás után a készülék a 3. intenzitási szintre vált. Három fehér jelzőfény világít.

A harmadik megnyomás után a készülék a 4. intenzitási szintre vált. Négy fehér jelzőfény világít.

6. AJÁNLOTT HASZNÁLAT

Használat előtt alaposan távolítsa el a sminket és tisztítsa meg a bőrt. Válassza ki a bőr aktuális igényeinek megfelelő üzemmódot, majd finoman vezesse a készüléket az arcon.

Absorb üzemmód használatakor vigyen fel szérumot vagy arckrémot a bőrre, majd lassú, felfelé irányuló mozdulatokkal, az arc közepétől kifelé haladva dolgozza be a készítményt.

Az ajánlott használati idő egy beauty rutin során néhány perc. Ne tartsa a készüléket túl sokáig ugyanazon a bőrfelületen.

A készüléket finoman, erős nyomás nélkül vezesse:

- az álltól az állkapocs irányába,
- a száj sarkától a fülek felé,
- az orrtól az orcákon át kifelé,
- a homlok közepétől a halánték felé,
- a nyakon felfelé haladva.

Használat közben a bőrnek kellemesen feszesnek kell lennie, de nem szabad irritálódnia. Ne használja a készüléket sérült, irritált vagy gyulladt bőrön. Ne alkalmazza a szem környékén, a szemhéjakon vagy közvetlenül a nyálkahártyán. A készülék nem orvostechikai eszköz. Kizárólag kozmetikai bőrápolási célra szolgál. Szívritmus-szabályozóval, az arc területén fémimplantátummal élő személyek, epilepsziában vagy súlyos bőrbetegségben szenvedők, várandós nők, illetve egészségügyi problémákkal küzdők használat előtt konzultáljanak orvosukkal. Ha kellemetlen érzés, égő érzés, fájdalom vagy jelentős bőrirritáció jelentkezik, azonnal hagyja abba a készülék használatát.

7. NYILATKOZAT

1. Ez a termék nem szolgál semmilyen betegség diagnosztizálására, kezelésére vagy megelőzésére. A vállalat semmilyen állítást, nyilatkozatot vagy garanciát nem tesz arra vonatkozóan, hogy a termék alkalmas bármilyen fizikai, bőrrel kapcsolatos vagy mentális betegség kezelésére. Bármilyen egészségügyi probléma esetén, amely orvosi ellátást igényel, forduljon szakképzett egészségügyi szakemberhez.
2. A vállalat nem vállal jogi felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő biztonsági problémákból származó követelésekért.

8. MEGFELELÉS AZ EURÓPAI UNIÓ ELŐÍRÁSAINAK

A terméket az Európai Unió fogyasztói elektronikai termékekre vonatkozó hatályos jogszabályainak megfelelően tervezték és gyártották. A termék megfelel az alábbi európai uniós irányelvek és rendeletek követelményeinek:

- 2014/30/EU irányelv az elektromágneses összeférhetőségről (EMC),

- 2011/65/EU irányelv az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben történő alkalmazásának korlátozásáról (RoHS),
 - ČSN ISO 13485
 - ČSN EN IEC 55014-1
- A fenti követelmények teljesítésének alapján a termék CE-jelöléssel rendelkezik.
- Az EU-megfelelőségi nyilatkozat az importőrnél elérhető, és kérésre a felügyeleti hatóságok vagy az ügyfelek rendelkezésére bocsátható.
- A termék kizárólag wellness- és relaxációs célokra készült. Nem minősül orvostechnikai eszköznek az (EU) 2017/745 rendelet értelmében, és nem szolgál betegségek diagnosztizálására, kezelésére vagy megelőzésére.

9. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Biztonsági utasítások

A készüléket kizárólag a használati útmutatóban meghatározott célokra használja. Ne használja, ha a készülék láthatóan sérült, túlmelegedett vagy szokatlan szagot áraszt. Csökkent hőérzékelési képességgel rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják. Ne használja nyílt sebeken, égési sérüléseken, friss hegeken, fertőzött vagy gyulladt bőrfelületen. Ne használja a készüléket, ha beültetett elektronikus eszközzel (pl. szívritmus-szabályozóval) rendelkezik, kivéve, ha orvosa másként rendelkezik. Gyermekektől elzárva tartandó, hacsak a használati útmutató másként nem rendelkezik. Ne használja alvás közben. Ne tegye ki a készüléket víznek vagy magas páratartalomnak. Ne használja gyúlékony anyagok közelében.

Ellenjavallatok és figyelmeztetések

Nem ajánlott fényérzékenységgel járó betegségekben szenvedők számára. Nem ajánlott fényingerre érzékeny epilepsziában szenvedők számára. Terhesség alatt nem ajánlott, kivéve, ha azt orvos jóváhagyta. Ha irritáció, bőrpír vagy fájdalom jelentkezik, azonnal hagyja abba a készülék használatát.

Karbantartás és tisztítás

Használat után hagyja a készüléket lehűlni. A készüléket kizárólag puha, száraz vagy enyhén nedves ruhával tisztítsa. Ne használjon alkoholt, oldószereket vagy agresszív tisztítószereseket. Ne merítse a készüléket vízbe.

Tárolás

Száraz helyen, közvetlen napfénytől védve tárolja. Tárolási hőmérséklet: -10 °C és +45 °C között. Óvja a portól és a nedvességtől.

A készülék ártalmatlanítása

Ne dobja a háztartási hulladék közé. Adja le erre kijelölt hulladékgyűjtő helyen.

Gyártó

BlueTouch, s.r.o.

Zelený pruh 1974/109,

140 00 Praga, Csehország

ID: 09437223, Adószám: CZ09437223

info@bluetouch.cz



REDLIGHT

LIGHT THERAPY – SKIN CARE

- 4 MODES
- 3 WAVELENGTHS



WIRELESS



COMPACT



BATTERY
1 000 mAh



3 LEDS



BLUETOOTH.

1. PRODUCT DESCRIPTION & USER MANUAL

BLUETOUCH – Light Therapy; Skin Care

Thank you for choosing BLUETOUCH – Light Therapy; Skin Care. This beauty device combines modern skincare technologies, including LED light therapy, gentle vibrations, heating, ion technology, and EMS microcurrent. It is designed for your at-home beauty routine to help promote a fresher, smoother, and more radiant-looking complexion. The device offers the following four treatment modes.

2. MODE DESCRIPTION

1. REPAIR – A mode designed for gentle skin regeneration. It combines vibrations, heating, red LED light, and infrared light. It helps relax and gently warm the skin, leaving it looking refreshed and well-rested. It is particularly suitable as a relaxing step in your evening skincare routine or whenever your skin appears tired. Technologies used: vibrations, heating, red LED light, infrared light.

2. CLEAN – A mode designed to promote a cleaner and fresher-looking complexion. It combines vibrations, heating, negative ions, blue LED light, and red LED light. We recommend using it after removing makeup and cleansing the skin. It helps prepare the skin for the next steps of your beauty routine. Technologies used: vibrations, heating, negative ions, blue LED light, red LED light.


3. ABSORB – Designed for use with facial serum, cream, or other skincare products. It combines vibrations, heating, EMS microcurrent, blue LED light, red LED light, and infrared light. It helps evenly distribute skincare products into the skin while enhancing the feeling of intensive skincare. After use, the skin may appear smoother, fresher, and better nourished. Technologies used: vibrations, heating, EMS microcurrent, blue LED light, red LED light, infrared light.

4. LIFTING – This mode is designed to promote a firmer and more lifted-looking complexion. It combines vibrations, heating, positive ions, blue LED light, and infrared light. It is suitable for regular care of the facial contours, cheeks, chin, and other areas where the skin may appear loose or tired. Technologies used: vibrations, heating, positive ions, blue LED light, infrared light.


3. PRODUCT SPECIFICATIONS



Handheld beauty device



USB cable



User manual

Product Name	BLUETOUCH – Light Therapy; Skin Care
Product Dimensions	82.6 × 47 × 50 mm
Output Power	2 W
Light Wavelengths	850 nm, 630 nm, 465 nm
Treatment Modes	repair, clean, absorb, lifting
Battery Capacity	1000 mAh
Charging Port	USB-C
Charging Input	DC 5 V / 1 A

4. FUNCTIONS & OPERATION

Powering the Device On and Off – To switch on the device, press and hold the power button for 1 second. Briefly press the function button to switch between the individual treatment modes. The device offers four modes. If no mode is selected after switching on, the device will automatically start in Repair mode at Intensity Level 1. The device automatically switches off after 5 minutes of operation. An audible signal will sound before the device powers off.

Recommendations for Use – Apply the device gently to the skin without excessive pressure. Move it slowly in upward strokes, working from the centre of the face outwards. When using Absorb mode, apply a facial serum or cream to the skin and then use the device to distribute the product evenly. Do not keep the device in one place for too long. Each treatment mode is set to run for 5 minutes.

Mode 1: Repair – After switching on the device and placing the metal treatment head in contact with the skin, the device automatically activates Repair mode. The corresponding mode indicator and intensity level indicator will illuminate.

Mode 2: Clean – When the device is in Repair mode, briefly press the power button. The device will emit one beep and switch to Clean mode. The blue operating indicator and the intensity level indicator will illuminate.

Mode 3: Absorb – Using the same sequence, the device switches from Clean mode to Absorb mode. The corresponding operating indicator and intensity level indicator will illuminate.

Mode 4: Lifting – When the device is in Absorb mode, briefly press the power button. The device will emit one beep and switch to Lifting mode. The operating indicator and intensity level indicator will illuminate.

5. INTENSITY SETTINGS

The + and – buttons are used to adjust the vibration intensity.

– Button

Briefly press the – button to decrease the vibration intensity. A beep will sound, and the device will switch to a lower intensity level.

+ Button

Briefly press the + button to increase the vibration intensity. After the first press, the device switches to Intensity Level 2. Two white indicator lights will illuminate.

After the second press, the device switches to Intensity Level 3. Three white indicator lights will illuminate.

After the third press, the device switches to Intensity Level 4. Four white indicator lights will illuminate.

6. RECOMMENDED USE

Before use, thoroughly remove makeup and cleanse the skin. Select the treatment mode that best suits your skin's current needs and gently glide the device over your face. When using Absorb mode, apply a facial serum or cream and move the device slowly in upward strokes, working from the centre of the face outwards. The recommended treatment time is a few minutes per beauty routine. Do not keep the device in one place for too long. Guide the device gently without applying excessive pressure:

- from the chin towards the jawline,
- from the corners of the mouth towards the ears,
- from the nose across the cheeks outwards,
- from the centre of the forehead towards the temples,
- along the neck in upward strokes.

During use, the skin should feel comfortably firm, but it should not become irritated.

Do not use the device on injured, irritated, or inflamed skin.

Do not use it around the eyes, on the eyelids, or directly on mucous membranes. This device is not a medical device.

It is intended solely for cosmetic skincare purposes. Individuals with a pacemaker, metal facial implants, epilepsy, serious skin conditions, those who are pregnant, or anyone with medical concerns should consult a physician before use. If you experience discomfort, burning, pain, or significant skin irritation, stop using the device immediately.

7. DISCLAIMER

1. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. The company makes no claims, representations, or warranties regarding the ability of this product to treat any physical, skin, or mental condition. If you have any health condition requiring medical attention, consult a qualified healthcare professional.
2. The company accepts no legal liability for any claims arising from safety issues caused by improper use of the product.

8. EU REGULATORY COMPLIANCE

This product has been designed and manufactured in accordance with the applicable European Union legislation governing consumer electronic products.

The product complies with the requirements of the following EU directives and regulations:

- Directive 2014/30/EU on Electromagnetic Compatibility (EMC),

- Directive 2011/65/EU on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (RoHS),
- ČSN ISO 13485
- ČSN EN IEC 55014-1

Based on compliance with the above requirements, this product bears the CE marking.

The EU Declaration of Conformity is available from the importer and can be provided upon request to the relevant supervisory authorities or customers.

This product is intended exclusively for wellness and relaxation purposes. It is not a medical device within the meaning of Regulation (EU) 2017/745 and is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

9. SAFETY INSTRUCTIONS

Safety Instructions

Use the device only for the purposes described in this manual.

Do not use the device if it is visibly damaged, overheated, or emits an unusual odour. Persons with reduced sensitivity to heat should use the device only under supervision.

Do not use on open wounds, burned skin, fresh scars, infections, or inflamed areas. Do not use the device if you have an implanted electronic device (e.g. a pacemaker), unless otherwise advised by your physician. Keep out of reach of children unless otherwise stated. Do not use the device while sleeping. Do not expose the device to water or excessive humidity. Do not use the device near flammable materials.

Contraindications and Warnings

Not suitable for individuals with photosensitive conditions.
Not suitable for individuals with photosensitive epilepsy.
Not suitable during pregnancy unless approved by a physician.
If irritation, redness, or pain occurs, discontinue use immediately.

Maintenance and Cleaning

Allow the device to cool down after use.
Clean only with a soft, dry, or slightly damp cloth.
Do not use alcohol, solvents, or aggressive cleaning agents.
Do not immerse the device in water.

Storage

Store in a dry place away from direct sunlight.
Storage temperature: -10 °C to +45 °C.
Protect from dust and moisture.

Disposal

Do not dispose of the device with household waste.
Take it to a designated electronic waste collection point.

Manufacturer

BlueTouch, s.r.o.
Zelený pruh 1974/109,
140 00 Prague, Czechia
ID: 09437223, VAT: CZ09437223
info@bluetouch.cz

