

REDLIGHT

SVĚTELNÁ TERAPIE – RUČNÍ SVÍTELNA

- 2 REŽIMY SVÍCENÍ
- 4 PŘEDNASTAVENÉ MÓDY
- 5 VLNOVÝCH DÉLEK



BEZDRÁTOVÁ



KOMPAKTNÍ



**BATERIE
1 800 mAh**



5 LED DIOD

1. Parametry produktu	4
2. Návod k funkcím.	5
3. Funkce digitálního displeje.	6
4. Údržba zařízení.	6
5. Prohlášení	7
6. Shoda s předpisy EU	7
7. Bezpečnostní pokyny	8

1) Přestože mnoho lidí pocítí úlevu od bolesti při terapii červeným světlem téměř okamžitě, u jiných se měřitelná úleva od bolesti dostavuje postupně v průběhu času. V závislosti na typu a závažnosti problému, se reakce lidí na terapii liší. Proto doporučujeme používat terapii červeným světlem dlouhodobě a především pravidelně. Pokud výsledky zaznamenáte ihned, skvělé, pokračujte v užívání podle potřeby. Pokud však úlevu tak rychle nepocítíte, vězte, že je to také normální, proto se nenechte odradit. Jednoduše ošetřujte bolestivé místo pravidelně třemi krátkými ošetřeními denně, každé v délce až 5 minut na jedno ošetřované místo. Po měsíci pravidelné terapie červeným světlem většina lidí zaznamená pozitivní účinky.

2) Před zahájením terapie červeným světlem se poradte s ošetřujícím lékařem a nepřestávejte s jinými léčebnými postupy. Dopřejte svému zařízení dostatek času, aby poskytlo optimální péči. Držte přístroj přímo na postiženém místě nebo až několik centimetrů nad ním, podle požadovaného rozsahu a hloubky účinku. Červené světlo proniká až do hloubky několika centimetrů do tkání nebo kloubů.

NEZAPÍNEJTE ZAŘÍZENÍ NA DÉLE NEŽ 5 MINUT.

Pokud chcete postupně ošetřit několik částí těla, vypněte zařízení alespoň na 1 minutu po každých 5 minutách provozu. Tím zabráníte přehřátí jednotky.

Každé ošetřované místo v rámci jednoho ošetřování osvěcujte pouze jednou.


1. PARAMETRY PRODUKTU

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota
Velikost produktu	154 × 34,2 mm (bez nástavce)	Čistá hmotnost	0,17 kg
Materiál	Nerezová ocel	Vlnová délka	460 / 630 / 660 / 850 / 900 nm
Intenzita ozáření	Povrch: 217 mW/cm ²	Intenzita ozáření	na vzdálenost 7,5 cm: 51 mW/cm ²
Osvětlení	180 luxů při 15 cm	Baterie	Li-Ion 18650




630 + 660 nm červené světlo

zmírňuje bolest rány
a podporuje hojení



850 + 900 nm blízké infračervené světlo


silná penetrace, hloubkové ošetření



460 nm modré světlo

pomáhá čistit pleť a ničit bakterie
způsobující akné

2. NÁVOD K FUNKCÍM



1. Časovač:

výchozí nastavení 5 minut,
nebo dlouhým stisknutím
po dobu 5 sekund vypnete.

2. Čtyři režimy:

- (a) **Režim 1 – všechny LED diody pracují:**
460 nm, 630 nm, 660 nm, 850 nm, 900 nm
- (b) **Režim 2 – pracuje pouze červené světlo:**
630 nm, 660 nm
- (c) **Režim 3 – pracuje pouze blízké infračervené světlo:**
850 nm, 900 nm (málo viditelné pouhým okem)
- (d) **Režim 4 – pracuje pouze modré světlo:**
460 nm

3. Podporuje pulzní funkci.


4. Ovládání tlačítkem:

1. stisknutí: Režim 1
2. stisknutí: Režim 1 + pulzace 10 Hz
3. stisknutí: Režim 2
4. stisknutí: Režim 2 + pulzace 10 Hz
5. stisknutí: Režim 3 (málo viditelné pouhým okem)
6. stisknutí: Režim 3 + pulzace 10 Hz
7. stisknutí: Režim 4
8. stisknutí: Režim 4 + pulzace 10 Hz
9. stisknutí: vypnuto
10. stisknutí: stisknutím spínače lze svítidlo vypnout v jakémkoli stavu; po opětovném zapnutí si zařízení pamatuje režim, ve kterém bylo vypnuto (paměťová funkce).

Výzkum poukazuje na krátkou „klidovou fázi“, která probíhá v buňkách při pulzním NIR světle. Přestože trvá jen několik milisekund, tato krátká pauza může mít výrazný účinek – umožňuje buňkám vystaveným oxidačnímu stresu lépe reagovat na světlo. Pulzní terapie tak může být vhodnější pro stimulaci buněk a jejich regeneraci.

3. FUNKCE DIGITÁLNÍHO DISPLEJE

1. Indikátor baterie
2. 5minutové odpočítávání, automatické vypnutí po 5 minutách.




M1:
Všechny LED diody pracují + blikání



M2:
Pouze červené světlo + blikání



M3:
Pouze blízké infračervené světlo + blikání



M4:
Pouze modré světlo + blikání

Upozornění

Nepoužívejte světlo v blízkosti vody.

Nedívejte se přímo do světla. Při používání zařízení používejte ochranné brýle.

Neprovádějte ošetření v blízkosti očí.

4. ÚDRŽBA ZAŘÍZENÍ

Čištění a dezinfekce:

K čištění vnější části použijte pouze suchý hadřík.

Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani zařízení neponořujte do vody nebo jiné kapaliny. Toto zařízení nelze sterilizovat žádnou kapalinou ani metodou autoklávu.

Skladování:

Zařízení skladujte na chladném a suchém místě, mimo přímé světlo a extrémní teplo.

Varování:

Zabraňte kontaktu vlhkosti s krytem nebo světelnou částí zařízení.

Neponořujte zařízení do vody.

Varování:

Nebude-li zařízení používáno delší dobu (1 měsíc a více), vyjměte z něj baterie, aby nedošlo k jejich korozi.

5. PROHLÁŠENÍ

1. Tento produkt **není určen** k diagnostice, léčbě ani prevenci jakékoliv nemoci. Společnost neposkytuje žádná tvrzení, prohlášení ani záruky ohledně schopnosti tohoto produktu léčit jakékoliv fyzické, kožní nebo duševní onemocnění. V případě jakéhokoliv zdravotního problému, který vyžaduje lékařskou péči, se obraťte na kvalifikovaného zdravotnického pracovníka.
2. Společnost nenese žádnou právní odpovědnost za nároky vzniklé v důsledku bezpečnostních problémů způsobených **nesprávným** používáním produktu.
3. **Vestavěná dobíjecí baterie**
Výrobek obsahuje vestavěnou dobíjecí baterii. Baterii nerozebírejte, nepropichujte, nevystavujte ohni, vodě, vysokým teplotám ani mechanickému poškození. Nenabíjejte výrobek bez dozoru, na hořlavém povrchu nebo v blízkosti hořlavých materiálů. Pokud se výrobek nadměrně zahřívá, zapáchá, mění tvar nebo vykazuje známky poškození, okamžitě jej přestaňte používat a kontaktujte servis.

6. SHODA S PŘEDPISY EU

Tento výrobek byl navržen a vyroben v souladu s platnými právními předpisy Evropské unie vztahujícími se na spotřební elektroniku.

Výrobek splňuje požadavky následujících směrnic a nařízení EU:

- Směrnice 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě (EMC),
- Směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS),
- ČSN EN IEC 55014-1

Na základě splnění výše uvedených požadavků je výrobek označen značkou CE. EU prohlášení o shodě je k dispozici u dovozce a lze jej poskytnout na vyžádání příslušným dozorovým orgánům nebo zákazníkům. Tento výrobek je určen výhradně pro **wellness a relaxační použití**. Není zdravotnickým prostředkem ve smyslu nařízení (EU) 2017/745 a není určen k diagnostice, léčbě ani prevenci onemocnění.

7. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Bezpečnostní pokyny

Zařízení používejte pouze k účelům uvedeným v návodu. Nepoužívejte, pokud je zařízení viditelně poškozené, přehřáté nebo vydává neobvyklý zápach. Zařízení nesmí používat osoby se sníženou schopností vnímání tepla bez dozoru. Nepoužívat na otevřené rány, spálenou kůži, čerstvé jizvy, infekce nebo zanícená místa. Nepoužívejte, pokud máte implantované elektronické zařízení (např. kardiostimulátor), pokud lékař nestanoví jinak. Uchovávejte mimo dosah dětí, pokud není uvedeno jinak. Nepoužívat během spánku. Zařízení nevystavujte vodě ani vysoké vlhkosti. Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých materiálů.

Kontraindikace a upozornění

Nevhodné pro osoby s fotosenzitivními onemocněními. Nevhodné při epilepsii citlivé na světelné podněty. Nevhodné při těhotenství (pokud není schváleno lékařem). Pokud se objeví podráždění, zarudnutí nebo bolest, okamžitě přerušete používání.

Údržba a čištění

Po použití nechte zařízení vychladnout. Čistěte pouze měkkým suchým nebo lehce navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani agresivní čisticí prostředky. Zařízení neponořujte do vody.

Skladování

Uchovávejte na suchém místě, mimo přímé sluneční světlo. Teplotní rozsah skladování: -10 °C až +45 °C. Chraňte před prachem a vlhkostí.

Likvidace zařízení

Nevyhazujte mezi běžný komunální odpad.
Odevzdejte do specializovaného sběrného místa.

Výrobce

BlueTouch, s.r.o.

Zelený pruh 1974/109,

140 00 Praha, Česko/Czechia

IČO 09437223, DIČ CZ09437223

info@bluetouch.cz



REDLIGHT

SVETELNÁ TERAPIA – RUČNÁ LAMPA

- 2 REŽIMY SVIETENIA
- 4 PREDNASTAVENÉ REŽIMY
- 5 VLNOVÝCH DĹŽOK



BEZDRÔTOVÁ



KOMPAKTNÁ



BATÉRIA
1 800 mAh



5 LED DIÓD

1.	Parametre produktu	12
2.	Návod na funkcie	13
3.	Funkcie digitálneho displeja	14
4.	Údržba zariadenia	14
5.	Vyhlasenie	15
6.	Zhoda s predpismi EÚ	15
7.	Bezpečnostné pokyny	16

1) Hoci mnohí ľudia pocítia úľavu od bolesti pri terapii červeným svetlom takmer okamžite, u iných sa merateľná úľava od bolesti dostaví postupne v priebehu času. V závislosti od typu a závažnosti problému sa reakcia ľudí na terapiu líši. Preto odporúčame používať terapiu červeným svetlom dlhodobo a predovšetkým pravidelne. Ak zaznamenáte výsledky ihneď, výborne, pokračujte v používaní podľa potreby. Ak však úľavu nepocítite tak rýchlo, vedzte, že je to tiež normálne, preto sa nenechajte odradiť. Jednoducho ošetrujte bolestivé miesto pravidelne tromi krátkymi ošetreniami denne, každé v trvaní až 5 minút na jedno ošetrované miesto. Po mesiaci pravidelnej terapie červeným svetlom väčšina ľudí zaznamená pozitívne účinky.

2) Pred začatím terapie červeným svetlom sa poraďte so svojím ošetrovúcim lekárom a neprerušujte inú liečbu. Doprajte svojmu zariadeniu dostatok času, aby poskytlo optimálnu starostlivosť. Držte prístroj priamo na postihnutom mieste alebo až niekoľko centimetrov nad ním podľa požadovaného rozsahu a hĺbky účinku. Červené svetlo preniká až do hĺbky niekoľkých centimetrov do tkanív alebo kĺbov.

NEZAPÍNAJTE ZARIADENIE NA DLHŠIE AKO 5 MINÚT.

Ak chcete postupne ošetriť niekoľko častí tela, vypnite zariadenie aspoň na 1 minútu po každých 5 minútach prevádzky. Tým zabránite prehriatiu jednotky.

Každé ošetrované miesto počas jedného ošetrenia ožarujte iba raz.


1. PARAMETRE PRODUKTU

Parameter	Hodnota	Parameter	Hodnota
Veľkosť produktu	154 × 34,2 mm (bez nadstavca)	Čistá hmotnosť	0,17 kg
Materiál	Nehrdzavejúca oceľ	Vlnová dĺžka	460 / 630 / 660 / 850 / 900 nm
Intenzita ožiarenia	Povrch: 217 mW/cm ²	Intenzita ožiarenia	vo vzdialenosti 7,5 cm: 51 mW/cm ²
Osvetlenie	180 luxov pri 15 cm	Batéria	Li-Ion 18650




630 + 660 nm červené svetlo

zmierňuje bolesť rán
a podporuje hojenie



850 + 900 nm blízke infračervené svetlo


silná penetrácia, hĺbkové ošetrenie



460 nm modré svetlo

pomáha čistiť pleť a ničiť baktérie
spôsobujúce akné

2. NÁVOD NA FUNKCIE



1. Časovač:

predvolené nastavenie je 5 minút, alebo ho môžete dlhým stlačením na 5 sekúnd vypnúť.

2. Štyri režimy:

- (a) **Režim 1 – všetky LED diódy pracujú:**
460 nm, 630 nm, 660 nm, 850 nm, 900 nm
- (b) **Režim 2 – pracuje iba červené svetlo:**
630 nm, 660 nm
- (c) **Režim 3 – pracuje iba blízke infračervené svetlo:**
850 nm, 900 nm (slabo viditeľné voľným okom)
- (d) **Režim 4 – pracuje iba modré svetlo:**
460 nm

3. Podporuje pulznú funkciu.

4. Ovládanie tlačidlom:

1. stlačenie: Režim 1
2. stlačenie: Režim 1 + pulzácia 10 Hz
3. stlačenie: Režim 2
4. stlačenie: Režim 2 + pulzácia 10 Hz
5. stlačenie: Režim 3 (slabo viditeľné voľným okom)
6. stlačenie: Režim 3 + pulzácia 10 Hz
7. stlačenie: Režim 4
8. stlačenie: Režim 4 + pulzácia 10 Hz
9. stlačenie: vypnuté
10. stlačenie: stlačením spínača možno lampu vypnúť v ktoromkoľvek stave; po opätovnom zapnutí si zariadenie pamätá režim, v ktorom bolo vypnuté (pamäťová funkcia).

Výskum poukazuje na krátku „pokojuvú fázu“, ktorá prebieha v bunkách pri pulznom NIR svetle. Hoci trvá len niekoľko milisekúnd, táto krátka prestávka môže mať výrazný účinok – umožňuje bunkám vystaveným oxidačnému stresu lepšie reagovať na svetlo. Pulzná terapia tak môže byť vhodnejšia na stimuláciu buniek a podporu ich regenerácie.

3. FUNKCIE DIGITÁLNEHO DISPLEJA

1. Indikátor batérie
2. 5-minútové odpočítavanie, automatické vypnutie po 5 minútach.




M1:
Všetky LED
diódy pracujú
+ blikanie



M2:
Iba červené
svetlo
+ blikanie



M3:
Iba blízke
infračervené
svetlo + blikanie



M4:
Iba modré
svetlo
+ blikanie

Upozornenie

Nepoužívajte svetlo v blízkosti vody. Nepozerajte sa priamo do svetla. Pri používaní zariadenia používajte ochranné okuliare. Nevykonávajte ošetrovanie v blízkosti očí.

4. ÚDRŽBA ZARIADENIA

Čistenie a dezinfekcia:

Na čistenie vonkajšej časti používajte iba suchú handričku. Nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani zariadenie neponárajte do vody alebo inej kvapaliny. Toto zariadenie nemožno sterilizovať žiadnou kvapalinou ani metódou autoklárovania.

Skladovanie:

Zariadenie skladujte na chladnom a suchom mieste, mimo priameho svetla a extrémneho tepla.

Varovanie:

Zabráňte kontaktu vlhkosti s krytom alebo svetelnou časťou zariadenia. Zariadenie neponárajte do vody.

Varovanie:

Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať (1 mesiac a viac), vyberte z neho batériu, aby nedošlo k jej korózii.

5. VYHLÁSENIE EÚ O ZHODE

1. Tento produkt **nie je určený** na diagnostiku, liečbu ani prevenciu akejkoľvek choroby. Spoločnosť neposkytuje žiadne tvrdenia, vyhlásenia ani záruky ohľadom schopnosti tohto produktu liečiť akékoľvek fyzické, kožné alebo duševné ochorenie. V prípade akéhokoľvek zdravotného problému, ktorý vyžaduje lekársku starostlivosť, sa obráťte na kvalifikovaného zdravotníckeho pracovníka.
2. Spoločnosť nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za nároky vzniknuté v dôsledku bezpečnostných problémov spôsobených **nesprávnym** používaním produktu.
3. **Vstavaná dobíjateľná batéria**
Výrobok obsahuje vstavanú dobíjateľnú batériu. Batériu nerozoberajte, neprepichujte, nevystavujte ohňu, vode, vysokým teplotám ani mechanickému poškodeniu. Produkt nenabíjajte bez dozoru, na horľavom povrchu ani v blízkosti horľavých materiálov. Ak sa produkt nadmerne zahrieva, zapácha, mení tvar alebo vykazuje známky poškodenia, okamžite ho prestaňte používať a kontaktujte servis.

6. ZHODA S PREDPISMI EÚ

Tento výrobok bol navrhnutý a vyrobený v súlade s platnými právnymi predpismi Európskej únie vzťahujúcimi sa na spotrebnú elektroniku.

Výrobok spĺňa požiadavky nasledujúcich smerníc a nariadení EÚ:

- Smernica 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite (EMC),
- Smernica 2011/65/EÚ o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS),
- ČSN EN IEC 55014-1.

Na základe splnenia vyššie uvedených požiadaviek je výrobok označený značkou CE. EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii u dovozcu a môže byť poskytnuté na požiadanie príslušným dozorným orgánom alebo zákazníkom. Tento výrobok je určený výlučne na **wellness a relaxačné použitie**. Nie je zdravotníckou pomôckou v zmysle nariadenia (EÚ) 2017/745 a nie je určený na diagnostiku, liečbu ani prevenciu ochorení.

7. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Bezpečnostné pokyny

Zariadenie používajte len na účely uvedené v návode. Nepoužívajte ho, ak je viditeľne poškodené, prehriate alebo vydáva nezvyčajný zápach. Osoby so zníženou citlivosťou na teplo môžu zariadenie používať len pod dohľadom. Nepoužívať na otvorené rany, popálenú pokožku, čerstvé jazvy, infekcie alebo zapálené miesta. Nepoužívajte, ak máte implantované elektronické zariadenie (napr. kardiostimulátor), pokiaľ to neschválil lekár. Uchováajte mimo dosahu detí, ak nie je uvedené inak. Nepoužívať počas spánku. Nevystavujte zariadenie vode ani vysokej vlhkosti. Nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov.

Kontraindikácie a upozornenia

Nevhodné pre osoby s fotosenzitívnymi ochoreniami. Nevhodné pri epilepsii citlivej na svetelné podnety. Nevhodné počas tehotenstva (ak to neschválil lekár). Pri podráždení, začervenaní alebo bolesti okamžite prerušte používanie.

Údržba a čistenie

Po použití nechajte zariadenie vychladnúť. Čistite iba mäkkou suchou alebo jemne navlhčenou handričkou. Nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlá ani agresívne čistiace prostriedky. Neponárajte zariadenie do vody.

Skladovanie

Uchováajte na suchom mieste, mimo priameho slnečného svetla. Teplotný rozsah skladovania: -10 °C až +45 °C. Chráňte pred prachom a vlhkosťou.

Likvidácia zariadenia

Nevhadzujte do komunálneho odpadu.

Odovzdajte na špecializované zberné miesto.

Výrobca

BlueTouch, s.r.o.

Zelený pruh 1974/109,

140 00 Praha, Česko/Czechia

IČO 09437223, DIČ CZ09437223

info@bluetouch.cz



REDLIGHT

TERAPIA ŚWIATŁEM – LAMPA RĘCZNA

- 2 TRYBY ŚWIECENIA
- 4 ZAPROGRAMOWANE TRYBY
- 5 DŁUGOŚCI FALI



BEZPRZEWODOWA



KOMPAKTOWA



**BATERIA
1 800 mAh**



5 DIOD LED

SPIS TREŚCI

1. Parametry produktu	20
2. Instrukcja obsługi funkcji	21
3. Funkcje wyświetlacza cyfrowego	22
4. Konserwacja urządzenia	22
5. Oświadczenie	23
6. Zgodność z przepisami UE	23
7. Instrukcje bezpieczeństwa	24

1) Chociaż wiele osób odczuwa ulgę w bólu niemal natychmiast po rozpoczęciu terapii światłem czerwonym, u innych zauważalna poprawa pojawia się stopniowo. Reakcja organizmu na terapię zależy od rodzaju i stopnia nasilenia problemu. Dlatego zalecamy stosowanie terapii światłem czerwonym przez dłuższy czas, a przede wszystkim regularnie. Jeśli zauważysz efekty od razu – doskonale, kontynuuj stosowanie w zależności od potrzeb. Jeżeli jednak ulga nie pojawi się tak szybko, pamiętaj, że jest to również normalne, dlatego nie zniechęcaj się. Wystarczy regularnie naświetlać bolące miejsce trzema krótkimi zabiegami dziennie, z których każdy powinien trwać do 5 minut na jedno naświetlane miejsce. Po miesiącu regularnej terapii światłem czerwonym większość osób zauważa pozytywne efekty.

2) Przed rozpoczęciem terapii światłem czerwonym skonsultuj się z lekarzem prowadzącym i nie przerywaj innych metod leczenia. Daj urządzeniu wystarczająco dużo czasu, aby mogło zapewnić optymalną pielęgnację. Trzymaj urządzenie bezpośrednio na miejscu wymagającym terapii lub kilka centymetrów nad nim – w zależności od oczekiwanego zakresu i głębokości działania. Czerwone światło przenika do tkanek i stawów na głębokość kilku centymetrów.

NIE WŁĄCZAJ URZĄDZENIA NA DŁUŻEJ NIŻ 5 MINUT.

Jeśli chcesz kolejno naświetlić kilka części ciała, wyłącz urządzenie na co najmniej 1 minutę po każdych 5 minutach pracy. Pozwoli to zapobiec przegrzaniu urządzenia.


Każde miejsce poddawane terapii naświetlaj tylko raz podczas jednego zabiegu.

1. PARAMETRY PRODUKTU


Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Wymiary produktu	154 × 34,2 mm (bez nasadki)	Masa netto	0,17 kg
Materiał	Stal nierdzewna	Długość fali	460 / 630 / 660 / 850 / 900 nm
Natężenie promieniowania	Powierzchnia: 217 mW/cm ²	Natężenie promieniowania	w odległości 7,5 cm: 51 mW/cm ²
Natężenie oświetlenia	180 luksów przy 15 cm	Bateria	Li-Ion 18650



630 + 660 nm czerwone światło
łagodzi ból,
wspomaga gojenie ran




850 + 900 nm bliska podczerwień
głęboka penetracja, intensywne działanie
w głębszych warstwach tkanek



460 nm niebieskie światło
pomaga oczyszczać skórę i zwalczać
bakterie powodujące trądzik

2. INSTRUKCJA OBSŁUGI FUNKCJI



1. Timer:

domyślne ustawienie to 5 minut
lub można go wyłączyć, przytrzymując
przycisk przez 5 sekund.

2. Cztery tryby:

- (a) **Tryb 1 – pracują wszystkie diody LED:**
460 nm, 630 nm, 660 nm, 850 nm, 900 nm
- (b) **Tryb 2 – działa tylko czerwone światło:**
630 nm, 660 nm
- (c) **Tryb 3 – działa tylko światło bliskiej podczerwieni:**
850 nm, 900 nm (słabo widoczne gołym okiem)
- (d) **Tryb 4 – działa tylko niebieskie światło:**
460 nm

3. Obsługuje funkcję pulsacji.

4. Sterowanie przyciskiem:

- 1. naciśnięcie: Tryb 1
- 2. naciśnięcie: Tryb 1 + pulsacja 10 Hz
- 3. naciśnięcie: Tryb 2
- 4. naciśnięcie: Tryb 2 + pulsacja 10 Hz
- 5. naciśnięcie: Tryb 3 (słabo widoczne gołym okiem)
- 6. naciśnięcie: Tryb 3 + pulsacja 10 Hz
- 7. naciśnięcie: Tryb 4
- 8. naciśnięcie: Tryb 4 + pulsacja 10 Hz
- 9. naciśnięcie: wyłączone
- 10. naciśnięcie: lampę można wyłączyć przyciskiem w dowolnym momencie pracy; po ponownym włączeniu urządzenie zapamiętuje tryb, w którym zostało wyłączone (funkcja pamięci).

Badania wskazują na krótką „fazę spoczynkową”, która zachodzi w komórkach podczas działania pulsacyjnego światła NIR. Chociaż trwa zaledwie kilka milisekund, ta krótka przerwa może mieć istotny wpływ – umożliwia komórkom narażonym na stres oksydacyjny lepszą reakcję na światło. Dzięki temu terapia pulsacyjna może skuteczniej stymulować komórki i wspierać ich regenerację.

3. FUNKCJE WYŚWIETLACZA CYFROWEGO

1. Wskaźnik poziomu baterii
2. Odliczanie 5 minut, automatyczne wyłączenie po 5 minutach.




M1:
Wszystkie diody
LED działają
+ miganie



M2:
Tylko czerwone
światło
+ miganie



M3:
Tylko światło bliskiej
podczerwieni
światło + miganie



M4:
Tylko niebieskie
światło
+ miganie

Uwaga

Nie używaj urządzenia w pobliżu wody. Nie patrz bezpośrednio na światło. Podczas korzystania z urządzenia używaj okularów ochronnych. Nie wykonuj zabiegów w pobliżu oczu.

4. KONSERWACJA URZĄDZENIA

Czyszczenie i dezynfekcja

Do czyszczenia zewnętrznej części urządzenia używaj wyłącznie suchej ściereczki. Nigdy nie używaj ściernych środków czyszczących ani nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innej cieczy. Tego urządzenia nie można sterylizować żadną cieczą ani metodą autoklawowania.

Przechowywanie

Przechowuj urządzenie w chłodnym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł wysokiej temperatury.

Ostrzeżenie

Chroń obudowę i część emitującą światło przed kontaktem z wilgocią. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.

Ostrzeżenie

Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas (1 miesiąc lub dłużej), wyjmij z niego baterię, aby zapobiec jej korozji.

5. OŚWIADCZENIE

1. Ten produkt **nie jest przeznaczony** do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania jakimkolwiek chorobom. Firma nie składa żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji dotyczących zdolności tego produktu do leczenia jakichkolwiek schorzeń fizycznych, skórnych lub psychicznych. W przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych wymagających opieki medycznej należy skonsultować się z wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.
2. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za roszczenia wynikające z problemów związanych z bezpieczeństwem spowodowanych **niewłaściwym** użytkowaniem produktu.
3. **Wbudowany akumulator**
Produkt zawiera wbudowany akumulator. Nie należy rozbierać akumulatora, przebijać go, narażać na działanie ognia, wody, wysokich temperatur ani uszkodzeń mechanicznych. Nie ładuj produktu bez nadzoru, na łatwopalnej powierzchni ani w pobliżu materiałów łatwopalnych. Jeśli produkt nadmiernie się nagrzewa, wydziela nieprzyjemny zapach, zmienia kształt lub wykazuje oznaki uszkodzenia, natychmiast zaprzestań jego użytkowania i skontaktuj się z serwisem.

6. ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI EU

Produkt został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi Unii Europejskiej dotyczącymi elektroniki użytkowej. Produkt spełnia wymagania następujących dyrektyw i rozporządzeń UE:

- Dyrektywa 2014/30/UE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC),
- Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS),
- ČSN EN IEC 55014-1.

Na podstawie spełnienia powyższych wymagań produkt został oznakowany znakiem CE. Deklaracja zgodności UE jest dostępna u importera i może zostać udostępniona na żądanie właściwym organom nadzoru lub klientom. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do zastosowań **wellness i relaksacyjnych**. Nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu rozporządzenia (UE) 2017/745 i nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania chorobom.

7. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Instrukcje bezpieczeństwa

Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z instrukcją. Nie używaj go, jeśli jest widocznie uszkodzone, przegrzane lub wydziela nietypowy zapach. Osoby o zmniejszonej wrażliwości na ciepło mogą używać urządzenia tylko pod nadzorem. Nie stosować na otwarte rany, oparzenia, świeże blizny, infekcje ani stany zapalne. Nie używać w przypadku posiadania wszczepionych urządzeń elektronicznych (np. rozrusznika serca), chyba że lekarz zaleci inaczej. Trzymać z dala od dzieci, chyba że podano inaczej. Nie używać podczas snu. Nie wystawiać urządzenia na działanie wody ani wysokiej wilgotności. Nie używać w pobliżu materiałów łatwopalnych.

Przeciwwskazania i ostrzeżenia

Nieodpowiednie dla osób z chorobami fotowrażliwymi. Nieodpowiednie przy epilepsji wrażliwej na światło. Nieodpowiednie w czasie ciąży (chyba że lekarz wyrazi zgodę). W przypadku podrażnienia, zaczerwienienia lub bólu należy natychmiast przerwać używanie.

Konserwacja i czyszczenie

Pozostawić urządzenie do ostygnięcia po użyciu. Czyścić wyłącznie miękką suchą lub lekko zwilżoną ściereczką. Nie używać alkoholu, rozpuszczalników ani agresywnych detergentów. Nie zanurzać urządzenia w wodzie.

Przechowywanie

Przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Zakres temperatur przechowywania: -10 °C do +45 °C. Chronić przed kurzem i wilgocią.

Utylizacja urządzenia

Nie wyrzucać do odpadów komunalnych. Oddać do specjalistycznego punktu zbiórki.

Producent

BlueTouch, s.r.o.

Zelený pruh 1974/109,

140 00 Praha, Czechy

NIP/VAT: CZ09437223, ID: 09437223

info@bluetouch.cz



REDLIGHT

FÉNYTERÁPIA – KÉZI LÁMPA

- 2 FÉNYÜZEMMÓD
- 4 ELŐRE BEÁLLÍTOTT ÜZEMMÓD
- 5 HULLÁMHOSSZ



VEZETÉK NÉLKÜLI



KOMPAKT



AKKUMULÁTOR
1 800 mAh



5 LED-DIÓDA

1.	A termék műszaki adatai	28
2.	A funkciók használati útmutatója	29
3.	A digitális kijelző funkciói	30
4.	A készülék karbantartása	30
5.	Nyilatkozat	31
6.	Megfelelés az EU-előírásoknak	31
7.	Biztonsági utasítások	32

1) Bár sokan szinte azonnal fájdalomcsillapító hatást tapasztalnak a vörösfény-terápia alkalmazásakor, másoknál a mérhető javulás fokozatosan, idővel jelentkezik. A kezelésre adott reakció a probléma típusától és súlyosságától függően eltérő lehet. Ezért javasoljuk, hogy a vörösfény-terápiát hosszú távon és mindenekelőtt rendszeresen alkalmazza. Ha az eredményeket azonnal tapasztalja, kiváló – folytassa a kezelést szükség szerint. Ha azonban a javulás nem jelentkezik ilyen gyorsan, ne csüggedjen, ez teljesen természetes. Egyszerűen kezelje a fájdalmas területet naponta három rövid kezeléssel, amelyek egyenként legfeljebb 5 percre tartanak egy kezelési területen. Egy hónap rendszeres vörösfény-terápia után a legtöbb ember pozitív hatásokat tapasztal.

2) A vörösfény-terápia megkezdése előtt konzultáljon kezelőorvosával, és ne hagyja abba az egyéb kezeléseket. Hagyjon elegendő időt a készüléknek, hogy optimális hatást fejthessen ki. Tartsa a készüléket közvetlenül a kezelendő területre helyezve, vagy néhány centiméterrel fölötte, a kívánt kezelési mélységtől és hatásterülettől függően. A vörös fény akár több centiméter mélyen is behatol a szövetekbe és az ízületekbe.

NE HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET 5 PERCNÉL HOSSZABB IDEIG.

Ha egymás után több testrészt szeretne kezelni, minden 5 perc működés után kapcsolja ki a készüléket legalább 1 percre. Ezzel megelőzhető a készülék túlmelegedése.

Egy kezelés során minden kezelendő területet csak egyszer világítson meg.

1. A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI


Paraméter	Érték	Paraméter	Érték
A termék mérete	154 × 34,2 mm (feltét nélkül)	Nettó tömeg	0,17 kg
Anyag	Rozsdamentes acél	Hullámhossz	460 / 630 / 660 / 850 / 900 nm
Besugárzási intenzitás	Felületen: 217 mW/cm ²	Besugárzási intenzitás	7,5 cm távolságban: 51 mW/cm ²
Megvilágítás	180 lux 15 cm távolságban	Akkumulátor	Li-Ion 18650



630 + 660 nm vörös fény
enyhíti a fájdalmat,
elősegíti a sebgyógyulást



850 + 900 nm közeli infravörös fény
mély behatolás, mélyszöveti kezelés



460 nm kék fény
segít a bőr tisztításában és az akné
okozó baktériumok elpusztításában

2. A FUNKCIÓK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA

1. Időzítő:

alapértelmezett beállítása 5 perc,
vagy 5 másodpercig tartó nyomva
tartással kikapcsolható.

2. Négy üzemmód:

(a) **1. üzemmód – minden LED működik:**

460 nm, 630 nm, 660 nm,
850 nm, 900 nm

(b) **2. üzemmód – csak a vörös fény működik:**


630 nm, 660 nm

(c) **3. üzemmód – csak a közeli infravörös fény működik:**

850 nm, 900 nm (szabad szemmel alig látható)

(d) **4. üzemmód – csak a kék fény működik:**

460 nm



3. Támogatja a pulzáló üzemmódot.

4. Gombvezérlés:

1. megnyomás: 1. üzemmód
2. megnyomás: 1. üzemmód + 10 Hz pulzálás
3. megnyomás: 2. üzemmód
4. megnyomás: 2. üzemmód + 10 Hz pulzálás
5. megnyomás: 3. üzemmód (szabad szemmel alig látható)
6. megnyomás: 3. üzemmód + 10 Hz pulzálás
7. megnyomás: 4. üzemmód
8. megnyomás: 4. üzemmód + 10 Hz pulzálás
9. megnyomás: kikapcsolva
10. megnyomás: a lámpa bármely üzemállapotban kikapcsolható a gomb megnyomásával; újbóli bekapcsolás után a készülék megjegyzi azt az üzemmódot, amelyben kikapcsolták (memória funkció).

A kutatások rámutatnak egy rövid „nyugalmi fázisra”, amely pulzáló NIR-fény alkalmazásakor zajlik a sejtekben. Bár ez csak néhány ezredmásodpercig tart, ez a rövid szünet jelentős hatással lehet – lehetővé teszi, hogy az oxidatív stressznek kitett sejtek jobban reagáljanak a fényre. A pulzáló terápia így hatékonyabban serkentheti a sejteket és támogathatja regenerációjukat.

3. A DIGITÁLIS KIJELEZŐ FUNKCIÓI

1. Akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzője
2. 5 perces visszaszámlálás, automatikus kikapcsolás 5 perc után.




M1:
Minden LED
működik
+ villogás



M2:
Csak vörös fény
+ villogás



M3:
Csak közeli
infravörös fény
+ villogás



M4:
Csak kék fény
+ villogás

Figyelmeztetés

Ne használja a készüléket víz közelében. Ne nézzen közvetlenül a fénybe.
A készülék használata során viseljen védőszemüveget.
Ne végezzen kezelést a szem közelében.

4. A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA

Tisztítás és fertőtlenítés

A készülék külső felületének tisztításához kizárólag száraz törlőkendőt használjon. Soha ne használjon súroló hatású tisztítószeret, és ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. A készülék semmilyen folyadékkal vagy autoklávozási eljárással nem sterilizálható.

Tárolás

A készüléket hűvös, száraz helyen tárolja, közvetlen napfénytől és szélsőséges hőtől védve.

Figyelmeztetés

Ügyeljen arra, hogy nedvesség ne érje a készülék burkolatát vagy a fényt kibocsátó részét. Ne merítse a készüléket vízbe.

Figyelmeztetés

Ha a készüléket hosszabb ideig (1 hónapig vagy tovább) nem használja, vegye ki belőle az akkumulátort, hogy megelőzze annak korrózióját.

5. NYILATKOZAT

1. Ez a termék **nem alkalmas** semmilyen betegség diagnosztizálására, kezelésére vagy megelőzésére. A vállalat nem tesz semmilyen kijelentést, nyilatkozatot vagy garanciát arra vonatkozóan, hogy a termék alkalmas bármilyen fizikai, bőr- vagy mentális betegség kezelésére. Bármilyen, orvosi ellátást igénylő egészségügyi probléma esetén forduljon szakképzett egészségügyi szakemberhez.
2. A vállalat nem vállal jogi felelősséget a **nem megfelelő** használatból eredő biztonsági problémák következtében felmerülő igényekért.
3. **Beépített újratölthető akkumulátor**
A termék beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz.
Ne szerelje szét az akkumulátort, ne szűrje át, ne tegye ki tűznek, víznek, magas hőmérsékletnek vagy mechanikai sérülésnek.
Ne töltsa a terméket felügyelet nélkül, gyúlékony felületen vagy gyúlékony anyagok közelében. Ha a termék túlzottan felmelegszik, szagot áraszt, alakja megváltozik vagy sérülés jeleit mutatja, azonnal hagyja abba a használatát, és vegye fel a kapcsolatot a szervizzel.

6. EU-MEGFELELŐSÉG

Ez a termék az Európai Unió fogyasztói elektronikára vonatkozó hatályos jogszabályaival összhangban került megtervezésre és gyártásra.

A termék megfelel az alábbi uniós irányelvek és rendeletek követelményeinek:

- a 2014/30/EU irányelv az elektromágneses összeférhetőségről (EMC),
- a 2011/65/EU irányelv egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben történő felhasználásának korlátozásáról (RoHS),
- ČSN EN IEC 55014-1.

A fenti követelmények teljesítése alapján a termék CE jelöléssel van ellátva.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat az importőrnél elérhető, és kérésre az illetékes felügyeleti hatóságok vagy a vásárlók számára rendelkezésre bocsátható. A termék kizárólag **wellness és relaxációs** célú használatra szolgál. Nem minősül orvostechnikai eszköznek az (EU) 2017/745 rendelet értelmében, és nem alkalmas betegségek diagnosztizálására, kezelésére vagy megelőzésére.

7. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Biztonsági utasítások

A készüléket kizárólag a kézikönyvben leírt célokra használja. Ne használja, ha a készülék láthatóan sérült, túlmelegedett vagy szokatlan szagot áraszt. Csökkent hőérzékelésű személyek csak felügyelet mellett használhatják. Ne használja nyílt sebekre, égett bőrre, friss hegekre, fertőzésekre vagy gyulladt területekre. Ne használja, ha beültetett elektronikus eszköze van (pl. pacemaker), kivéve ha orvosa engedélyezte. Gyermekektől tartsa távol, hacsak másképp nem jelzett. Alvás közben ne használja. Ne tegye ki víznek vagy magas páratartalomnak. Ne használja gyúlékony anyagok közelében.

Ellenjavallatok és figyelmeztetések

Nem alkalmas fotosenzitív betegségek esetén. Nem alkalmas fényérzékeny epilepsziában. Nem ajánlott terhesség alatt (kivéve orvosi engedéllyel). Irritáció, bőrpír vagy fájdalom esetén azonnal hagyja abba a használatot.

Karbantartás és tisztítás

Használat után hagyja a készüléket lehűlni. Csak puha, száraz vagy enyhén nedves ruhával tisztítsa. Ne használjon alkoholt, oldószereket vagy agresszív tisztítószeret. Ne merítse vízbe.

Tárolás

Száraz helyen, közvetlen napfénytől védve tárolja. Tárolási hőmérséklet: -10 °C – +45 °C. Óvja portól és nedvességtől.

A készülék ártalmatlanítása

Ne dobja háztartási hulladékba. Adja le speciális gyűjtőponton.

Gyártó

BlueTouch, s.r.o.

Zelený pruh 1974/109,

140 00 Praha, Csehország

ID: 09437223, Adószám: CZ09437223

info@bluetouch.cz



REDLIGHT

LIGHT THERAPY – HANDHELD LAMP

- 2 LIGHTING MODES
- 4 PRESET MODES
- 5 WAVELENGTHS



WIRELESS



COMPACT



BATTERY
1 800 mAh



5 LEDS

CONTENTS

1. Product Specifications	36
2. Function Instructions	37
3. Digital Display Functions	38
4. Device Maintenance	38
5. Disclaimer	39
6. EU Compliance	39
7. Safety Instructions	40

1) Although many people experience pain relief almost immediately after starting red light therapy, for others measurable relief develops gradually over time. The body's response to therapy varies depending on the type and severity of the condition. Therefore, we recommend using red light therapy regularly and over the long term. If you notice results immediately, that's great—continue using it as needed. If you do not experience relief right away, please be aware that this is also completely normal, so do not be discouraged. Simply treat the affected area regularly with three short treatments per day, each lasting up to 5 minutes per treatment area. After one month of consistent red light therapy, most people notice positive effects.

2) Before starting red light therapy, consult your physician and do not discontinue any other prescribed treatments. Allow the device sufficient time to provide optimal care. Hold the device directly against the affected area or a few centimetres above it, depending on the desired treatment depth and coverage. Red light penetrates several centimetres into tissues and joints.

DO NOT OPERATE THE DEVICE FOR MORE THAN 5 MINUTES AT A TIME.

If you wish to treat multiple areas of the body consecutively, switch the device off for at least 1 minute after every 5 minutes of operation. This helps prevent the unit from overheating.

Treat each treatment area only once during a single treatment session.


1. PRODUCT SPECIFICATIONS

Parameter	Value	Parameter	Value
Product Dimensions	154 × 34,2 mm (without attachment)	Net Weight	0,17 kg
Material	Stainless Steel	Wavelength	460 / 630 / 660 / 850 / 900 nm
Irradiance	Surface: 217 mW/cm ²	Irradiance	at a Distance of 7.5 cm: 51 mW/cm ²
Illuminance	180 lux at 15 cm	Battery	Li-Ion 18650




630 + 660 nm Red Light

Relieves pain, promotes
wound healing



850 + 900 nm Near-Infrared Light


Deep tissue penetration for enhanced
treatment



460 nm Blue Light

Helps cleanse the skin
and eliminate acne-causing bacteria

2. FUNCTION INSTRUCTIONS



1. Timer:

The default setting is 5 minutes. Alternatively, the timer can be disabled by pressing and holding the button for 5 seconds.

2. Four Modes:

- (a) **Mode 1 – All LEDs active:**
460 nm, 630 nm, 660 nm, 850 nm, 900 nm
- (b) **Mode 2 – Red light only:**
630 nm, 660 nm
- (c) **Mode 3 – Near-infrared light only:**
850 nm, 900 nm (barely visible to the naked eye)
- (d) **Mode 4 – Blue light only:**
460 nm

3. Supports pulse mode.

4. Button Operation:

1st press: Mode 1

2nd press: Mode 1 + 10 Hz pulse mode

3rd press: Mode 2

4th press: Mode 2 + 10 Hz pulse mode

5th press: Mode 3 (barely visible to the naked eye)

6th press: Mode 3 + 10 Hz pulse mode

7th press: Mode 4

8th press: Mode 4 + 10 Hz pulse mode

9th press: Power off

10th press: The lamp can be switched off at any time by pressing the button. When switched on again, the device remembers the last active mode (memory function).

Research indicates a brief “resting phase” that occurs within cells during pulsed near-infrared (NIR) light therapy. Although it lasts only a few milliseconds, this short pause may have a significant effect by allowing cells under oxidative stress to respond more effectively to light. As a result, pulsed therapy may provide greater stimulation of cellular activity and support tissue regeneration.

3. DIGITAL DISPLAY FUNCTIONS

1. Battery level indicator
2. 5-minute countdown with automatic shut-off after 5 minutes.




M1:
All LEDs active
+ Flashing



M2:
Red light only
+ Flashing



M3:
Near-infrared
light only
+ Flashing



M4:
Blue light only
+ Flashing

Warning

Do not use the device near water. Do not look directly into the light. Always wear protective eyewear when using the device. Do not perform treatment near the eyes.

4. DEVICE MAINTENANCE

Cleaning and Disinfection

Use only a dry cloth to clean the exterior of the device. Never use abrasive cleaning agents or immerse the device in water or any other liquid. This device must not be sterilised using liquids or an autoclave.

Storage

Store the device in a cool, dry place away from direct sunlight and excessive heat.

Warning

Prevent moisture from coming into contact with the housing or the light-emitting part of the device. Do not immerse the device in water.

Warning

If the device will not be used for an extended period (1 month or longer), remove the battery to prevent corrosion.

5. DISCLAIMER

1. This product **is not intended** for the diagnosis, treatment, or prevention of any disease. The company makes no claims, statements, or warranties regarding the ability of this product to treat any physical, dermatological, or mental condition. If you have any health issues requiring medical attention, please consult a qualified healthcare professional.
2. The company assumes no legal liability for any claims arising from safety issues caused by **improper** use of the product.
3. **Built-in Rechargeable Battery**
This product contains a built-in rechargeable battery. Do not disassemble, puncture, or expose the battery to fire, water, high temperatures, or mechanical damage. Do not charge the product unattended, on a flammable surface, or near flammable materials. If the product overheats, emits an odor, changes shape, or shows signs of damage, stop using it immediately and contact customer service.

6. EU COMPLIANCE

This product has been designed and manufactured in accordance with the applicable legal regulations of the European Union relating to consumer electronics.

The product complies with the requirements of the following EU directives and regulations:

- Directive 2014/30/EU on electromagnetic compatibility (EMC),
- Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS),
- ČSN EN IEC 55014-1.

Based on compliance with the above requirements, the product is marked with the CE marking. The EU Declaration of Conformity is available from the importer and can be provided upon request to the relevant supervisory authorities or customers. This product is intended exclusively for **wellness and relaxation use**. It is not a medical device within the meaning of Regulation (EU) 2017/745 and is not intended for the diagnosis, treatment, or prevention of diseases.

7. SAFETY INSTRUCTIONS

Safety Instructions

Use the device only for purposes described in the manual. Do not use if the device is visibly damaged, overheated, or emits an unusual smell. Persons with reduced heat sensitivity must use the device only under supervision. Do not use on open wounds, burned skin, fresh scars, infections, or inflamed areas. Do not use if you have an implanted electronic device (e.g., pacemaker) unless approved by a doctor. Keep out of reach of children unless stated otherwise. Do not use while sleeping. Do not expose the device to water or high humidity. Do not use near flammable materials.

Contraindications and Warnings

Not suitable for persons with photosensitive conditions. Not suitable for light-sensitive epilepsy. Not suitable during pregnancy (unless approved by a doctor). If irritation, redness, or pain occurs, stop using the device immediately.

Maintenance and Cleaning

Allow the device to cool down after use. Clean only with a soft dry or slightly damp cloth. Do not use alcohol, solvents, or aggressive cleaning agents. Do not immerse the device in water.

Storage

Store in a dry place away from direct sunlight.
Storage temperature: -10 °C to +45 °C. Protect from dust and humidity.

Device Disposal

Do not dispose of with household waste.
Take to a specialized collection point.

Manufacturer

BlueTouch, s.r.o.

**Zelený pruh 1974/109,
140 00 Prague, Czechia**

ID: 09437223, VAT: CZ09437223

info@bluetouch.cz

